


Tubos de plástico para alimentación intragástrica

✓3Rs



Los tubos de plástico para alimentación de Instech son flexibles para reducir daños en el animal y desechables para eliminar los costes de lavado así como contaminaciones por mezclas de productos.

Los tubos flexibles significan una mejora en el bienestar del animal en relación con los tradicionales tubos metálicos.¹ Su punta suave y redondeada está diseñada para reducir el riesgo de perforación del esófago al colocarla.

El tubo y el conector luer están hechos de polipropileno, el mismo material empleado en las jeringas de plástico.

Tubos de metal para alimentación intragástrica



Tubo de acero con punta esférica. Se venden rectos, pero pueden combarse fácilmente tanto como deseen, para una óptima colocación.

Se sirven estériles listos para su uso.


¹ "Refining procedures for the administration of substances," Report of the BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on Refinement. Laboratory Animals (2001) 35, 1-41.

Fundada en 1971 Instech Solomon es un fabricante líder de equipos y accesorios para infusión, toma de muestras y dosificación en animales de laboratorio. Los productos Instech se fabrican en Estados Unidos y en España los distribuye:

BIOGEN Científica
Castelar, 15
28028 - Madrid
Tel: +34 - 91 361 08 98
Email: biogen@biogen.es

www.biogen.es

TUBOS DE ALIMENTACIÓN INTRAGÁSTRICA para ROEDORES



Instech Laboratories, Inc.
5209 Militia Hill Road
Plymouth Meeting, PA 19462
USA

TL 800-443-4227
TL 610-941-0132
FX 610-941-0134

www.instechlabs.com

**INSTECH
SOLOMON**

The equipment behind the science.

Tubos de plástico (desechables)

	PN: 250 pc Caja (PN: 50 pc Caja)	Dimensiones del tubo (ID x OD)	
RATÓN	cría	FTP-22-25 (FTP-22-25-50)	22ga (0.4x0.7mm) 25mm] 1.2mm diámetro de punta suave
		FTP-20-30 (FTP-20-30-50)	20ga (0.5x0.9mm) 30mm] 1.6mm
		FTP-20-38 (FTP-20-38-50)	20ga (0.5x0.9mm) 38mm] 1.6mm
adulto		FTP-18-30 (FTP-18-30-50)	18ga (0.7x1.2mm) 30mm] 2.3mm
		FTP-18-38 (FTP-18-38-50)	18ga (0.7x1.2mm) 38mm] 2.3mm
		FTP-18-50 (FTP-18-50-50)	18ga (0.7x1.2mm) 50mm] 2.3mm
RATA	100-200gm	FTP-18-75 (FTP-18-75-50)	18ga (0.7x1.2mm) 75mm] 2.3mm
		FTP-15-78 (FTP-15-78-50)	15ga (1.2x1.8mm) 78mm] 3.0mm
		FTP-15-100 (FTP-15-100-50)	15ga (1.2x1.8mm) 100mm] 3.0mm
300+gm		FTP-13-90 (FTP-13-90-50)	13ga (1.6x2.4mm) 90mm] 3.5mm
		FTP-13-150 (FTP-13-150-50)	13ga (1.6x2.4mm) 150mm] 3.5mm

Tubos de metal (reutilizables)

	PN: 6 pc bolsa	Dimensiones del tubo (ID x OD)	
	FTSS-24S-25	24ga (0.4x0.6mm) 25mm] 1.2mm diámetro de punta esférica	
	FTSS-22S-25	22ga (0.5x0.7mm) 25mm] 1.2mm	
	FTSS-20S-25	20ga (0.6x0.9mm) 25mm] 2.0mm	
	FTSS-20S-38	20ga (0.6x0.9mm) 38mm] 2.0mm	
	FTSS-18S-51	18ga (1.1x1.3mm) 51mm] 2.0mm	
	FTSS-18S-76	18ga (1.1x1.3mm) 76mm] 2.0mm	
	FTSS-16S-76	16ga (1.3x1.7mm) 76mm] 2.8mm	

Todos los modelos se venden estériles. Las sugerencias de especie se han extraído de artículos publicados y reportes científicos y no son definitivas. Le aconsejamos que pruebe distintos tamaños para determinar cual se ajusta mejor a su aplicación. La habilidad al dosificar es fundamental para evitar causar daños al animal empleando cualquier tipo de tubo intragástrico.