

Nieuwe functies!



Voorstelling: BESTMIX® LIMS 1.24

Maak kennis met nieuwe mogelijkheden in de meest recente versie

BESTMIX® LIMS is een open dataverwerkende applicatie die **uitgebreide data verzamelt** van uw stalen, deze vlot integreert in uw kernapplicaties en de resultaten evalueert en verdeelt op een consistente en flexibele manier. BESTMIX® LIMS' slim labdatabeheer bespaart u tijd, vermindert kosten, verhoogt de betrouwbaarheid van uw producten en verbetert uw beslissingen:

- **Bespaar tijd en verminder kosten**—Importeer eenvoudig gegevens dankzij gecertificeerde connectoren. Creëer interne rapporten en dashboards en genereer Certificates of Analysis (CoA).
- **Verhoog de betrouwbaarheid**—Houd de nutriënt inhoud van uw ingrediënt matrix up-to-date en synchroniseer uw productie met de werkelijke situatie. Organiseer het nemen van stalen van grondstoffen en eindproducten om de conformiteit van de specificaties te monitoren.
- **Verbeter uw beslissingen**—Evalueer en benchmark uw leveranciers en de herkomst van grondstoffen. Beoordeel uw leveranciers op basis van de kwaliteit die ze leveren.

bestmix®software
Smart lab data management

Enkele nieuwe mogelijkheden in versie 1.24


Feedback van gebruikers en consultants van over de hele wereld vormen een voortdurende bron van input voor het verbeteren van de BESTMIX® software. Adifo brengt jaarlijks één tot twee nieuwe versies uit. Wij raden klanten aan om hun versie regelmatig te vernieuwen om zo te genieten van nieuwe features.

Uw KPI's onder controle

Het nieuwe classificatiedashboard geeft de gebruikers snel een gedetailleerd overzicht van gegevens per categorie.

Bijvoorbeeld:

- Hoeveel stalen graan zijn positief voor salmonella?
Hoe staat het met de maandelijkse spreiding?
- Wat is de frequentie van ontvangen pallets met goederen met een beschadigde verpakking?
Hoe staat het met de distributie per leverancier?




Monitor uw KPI's

Geautomatiseerde registratie van sample-resultaten

Er is een nieuwe set connectoren beschikbaar voor de eenvoudige import van resultaten van NIR instrumenten en gegevensbronnen van dienstverleners.

Nieuwe connectoren:

FOSS ISScan™ NOVA, Unity™, Adisseo MyPNE, Nutreco NutriOpt, Evonik AMINONIR®




Waardevolle kennis door inzicht in welke parameters gerelateerd zijn

Eenvoudig onderzoek van de correlatie tussen twee parameters met numerieke resultaten. Zet de regressieline uit voor geselecteerde gegevens en het programma geeft de formule en de determinatiecoëfficiënt (= R²). Diep de gegevens verder uit door artikelen, herkomst en leveranciers te benchmarken.

Bijvoorbeeld:


Zoek de correlatie tussen proteïne en vet voor graanstalen over de afgelopen 12 maanden.



Verbeterd inzicht


Bidirectionele werkstroom met servicelaboratoria

In BESTMIX® LIMS 1.23 was de communicatie met servicelaboratoria beperkt tot de automatische import van de geleverde analyseresultaten. De nieuwe bidirectionele werkstroom omvat eveneens het versturen van analyseverzoeken naar de servicelaboratoria. Dit resulteert in een nog efficiëntere werkstroom.



‘Update matrix’ verkrijgbaar voor verschillende formuleringssystemen

Voor een nauwkeurige voederformulering is het essentieel dat de specificaties van de voedingsstoffen up-to-date zijn. Op basis van de samples die verwerkt worden in BESTMIX® LIMS, genereert de werkstroom geüpdatete voedingswaarden voor grondstoffen en geeft deze gegevens door aan de systemen voor voederformulering. Er zijn nu ook nieuwe connectoren beschikbaar voor BRILLIANT en Brill® formuleringssystemen.



Gebruik big data in uw voordeel

U bent niet langer beperkt tot het analyseren van een maximaal aantal samples. BESTMIX® LIMS 1.24 is geoptimaliseerd voor de analyse van 'big data' (+1.000.000 samples). Gebruikers kunnen daardoor uw kwaliteitsgegevens optimaal benutten.



Klantenportaal met grafieken en dashboards - Adisseo's MyPNE

Met Adisseo's MyPNE kunnen voederbedrijven eenvoudig hun eigen gegevens over de voedingswaarde van hun grondstoffen toepassen in diverse eenvoudige te gebruiken dashboards.

- Evolutie van voedingsstoffen in de tijd beoordelen via trendanalyses
- Voedingswaarde van grondstoffen vergelijken op basis van kwalitatieve criteria (bv. herkomst)
- Correlatie van voedingsstoffen tonen en benchmarken voor herkomst en leveranciers
- Gegevens exporteren naar de lokale BESTMIX® LIMS software voor verdere verwerking

[Lees meer over het MyPNE webportaal op www.adifo.com](http://www.adifo.com)

