

COVID-19

Checklist vooraleer u de praktijk verlaat:



Beste klant

Henry Schein Dental beseft dat u voor nooit eerder geziene uitdagingen staat wegens COVID-19. Naast een site met bronnen waar u informatie over COVID-19 kan vinden, hebben we ook deze checklist gemaakt die u kan volgen wanneer u tijdelijk uw tandartspraktijk sluit. Door deze aanbevelingen te volgen, kan u de investeringen die u in uw praktijk deed beter beschermen.

Mechanische ruimte

- ☐ Sluit de stroomvoorziening naar de luchtcompressor af zodat de unit niet werkt terwijl u er niet bent.
- ☐ Amalgaamafscheider – indien er een nieuwe cartridge beschikbaar is, vervang deze om te vermijden dat achtergebleven partikels zich vastzetten.

Behandelruimte

- ☐ Reinig de afzuigingen aan de stoel en vervang de roosters.
- ☐ Voer de aanbevolen reiniging van de leidingen uit.
- ☐ Reinig en smeer alle kleppen en O-ringen van de HVE en speekselafzuigers.
- ☐ Doe een schokbehandeling van de waterleidingen en van de toevoer en spoel het systeem volgens de richtlijnen van de fabrikant.
- ☐ Verwijder en leeg alle zelfstandig aangedreven waterflessen en spoel de leidingen tot ze leeg zijn en geen water meer bevatten.
- ☐ Wanneer de praktijk niet voorzien is van een hoofdkraan voor het afsluiten van het water, sluit dan de waterkleppen handmatig af aan de voet van de stoel.
- ☐ Verwijder en reinig de traag draaiende delen en motoren van de toevoerleidingen.
- ☐ Verwijder, smeer en steriliseer alle handstukken.
- ☐ Sluit alle elektriciteit af van de behandelstoelen.

CAD/CAM

- ☐ Voer een reinigingsprocedure van de frees uit volgens de instructies van de fabrikant van het toestel, koppel de unit los en leeg de watertray (indien van toepassing).

Technologie

- ☐ Maak een back-up van de server
- ☐ Schakel alle randapparatuur uit zoals scanners, speakers of desktop printers.
- ☐ Schakel volgende toestellen niet uit: • Faxtoestellen • Telefoons • Servers en back-up drive systemen • Veiligheidssystemen

Sterilisatie - Labo

- ☐ Volg de richtlijnen van de fabrikant betreffende het reinigen van de sterilisatoren.
- ☐ Leeg alle waterreservoirs van de sterilisator – indien mogelijk reservoirs ontluchten van de HVE indien nodig.
- ☐ Trek de stekker uit het stopcontact van de sterilisatoren om eventuele stroomstoten te vermijden.
- ☐ Leeg de ultrasoonreiniger en verwijder alle instrumenten.

Beeldvorming

- ☐ Schakel alle radiografietoestellen en conebeam/panorama-units uit.
- ☐ Verwijder alle batterijen van de draagbare radiografietoestellen uit de oplaadstations.

Het doel van Henry Schein Dental is om een partner te zijn in deze extreem moeilijke periode. Wanneer de zaken terug normaal verlopen, kijken we er naar uit om terug nauw samen te werken met u wanneer u terug tandheelkundige zorgen toedient aan uw patiënten.

Wanneer uw kantoor open blijft voor routine of noodgevallen, dan is ons team van de Technische Dienst beschikbaar indien u technische ondersteuning nodig hebt. Voor alle vragen i.v.m. technische ondersteuning kan u ons mailen via tech@henryschein.be met de gegevens van uw praktijk en uw vraag. Een medewerker van het Schein Team zal u contacteren voor een afspraak.

De sites betreffende COVID-19 vindt u via <https://dental.henryschein.be/nl-be/corona>.