

قم بتحدي التكوين



caleva

مساعدة العملاء في تطوير وتصنيع الكريات  
والمادة المنبثقة منذ أكثر من 50 عامًا



اتصل بنا

+44 (0) 1258 471122

info@caleva.com

www.caleva.com

كسارة الحصى – جهاز الطرد – مطحنة الكريات


**جهاز شامل**  
أعلى الطاولة



مطحنة الكريات



جهاز الطرد



الخلاطة / كسارة الحصى

من مسحوق إلى  
كريات في أقل  
من 30 دقيقة

يعمل مع حجم دفعة يصل إلى 50 غم – يوفر  
الوقت والمنتج عالي التكلفة مع إمكانية التنظيف  
البسيط والسريع



لأغراض التدريس والأبحاث – جهاز مرن متعدد  
الاستخدامات



يقلل الحاجة لمساحة أعلى الطاولة ويقلل من  
استخدام المنتج الغالي أو النادر  
هل تنقصك مساحة للطاولة؟



تجربة ودعم كاليفا – العمل مع الأفضل في  
مجال الأعمال!



كاليفا سي إم إل هو اختيارك الأقل تكلفة لمعالجة  
الكريات في المختبر



ستتأكد تمامًا من قدرتنا على العمل كشركاء في التطوير والإنتاج

اتصل بنا  
+44 (0) 1258 471122  
info@caleva.com  
www.caleva.com

## مطحنة الكريات متعددة الأوعية، استخدم حجم الوعاء المناسب للمجموعة

- قدرة فريدة من نوعها لتغيير أحجام الكريات لتناسب حجم المجموعة الخاصة بك
- مجموعات من 150 غم حتى 1.5 كغم على المجموعة
- متنوعة لتتيح لك المرونة وتوفير الأموال



## جهاز الطرد متغير الكثافة، التكوير مع كثافات مختلفة

- التحكم في كثافة المنتج بالانباتاق
- زيادة عدد الاحتمالات التي يمكنك التحقق منها
- زيادة تحميل العقار في وحدة فردية الجرعة
- مجموعة كبيرة من أحجام الفتحات والأعماق المتاحة



## جهاز الطرد بالشاشة العلوية 20 استخدم الارتفاع بالشاشة اليمنى لحجم المجموعة الخاصة بك

- ارتفاعات الشاشة المختلفة التي تناسب أحجام المجموعة المختلفة
- زيادة الإنتاجية من خلال تغيير الشاشة وتنظيفها بسلاسة
- فتحات شاشة محفورة (ليست مثقوبة) لتحقيق أعلى تكرار للمادة المنبتقة
- مجموعة متنوعة من أحجام فتحة الشاشة المتاحة



## مقياس ريومتر لعزم دوران الخلاطة – 3 (MTR-3) قياس اتساق الكتلة الرطبة

- تقليل وقت تطوير التركيبة
- تأكد من أن المنتجات الموردة من موردين مختلفين تتصرف على ذات النحو في تركيباتك
- مراقبة العينات الصغيرة المستخرجة من مجموعات إنتاج كسرة الحصى لمراقبة الجودة والمعايرة



ألم تزل تستخدم اختبار ضغط  
اليدي؟  
هل هذا مقبول في القرن  
الحادي والعشرين؟  
ألم تزل الطريقة المثلى؟

باستخدام الماكينة MTR-3  
تستطيع تصنيف اتساق الكتلة  
الرطبة على نحو سريع ودقيق

## ماكينة التجفيف والطلاء الصغيرة طلاء الألواح، والكريات، والكبسولات

- طلاء بضع جرامات من الكريات أو أقل القليل مثل لوح واحد أو كبسولة واحدة
- مجموعات الألواح حتى 150 غم
- مجموعة الكريات حتى 60 غم

صممت لتجارب المرحلة الأولى من التطوير  
وتوفر الوقت والمنتجات القيمة أو النادرة



اتصل بنا

+44 (0) 1258 471122  
info@caleva.com  
www.caleva.com

جهاز طرد كاليفا ثنائي اللولب متغير الكثافة 70 (VD-TSE70)  
مطحنة الكريات المتقدمة كاليفا 700 (Sph 700)



نظام طرد وتكوير  
مرن وحديث  
لاشتراطات الإنتاج  
الخاصة بك

ماكينة إنتاج فعالة ذات تصميم متفوق وصممت  
لتلبية احتياجات الإنتاج الموثوقة



إنتاج حتى 150 كغم في الساعة



معدل دوران سريع لإعادة الاستخدام



إنتاج "كثافة متغيرة" على نطاق تجاري



اسأل عن السمات المتقدمة المتاحة مع هذه  
الماكينات



دعنا نساعدك في اختيار الماكينة المناسبة لتحقيق النتائج  
المنشودة

اتصل بنا  
+44 (0) 1258 471122  
info@caleva.com  
www.caleva.com

بعض الشركات التي أبدت ثقتها في العمل مع كالفيا



نحن نتعامل مع هذه القطاعات الصناعية العالمية:-

الزراعة، الاستزراع المائي، التقنية الحيوية، المواد الحفازة، صناعة الخزف،  
مستحضرات التجميل، المطهرات، الأغذية، الأغذية الوظيفية، المستحضرات الصيدلانية

اختبر منتجاتك معنا في مختبرنا مع تحدي التكوير



ISO 9001:2015  
Cert. No. 1503

Ver. 80925