




Catálogo De Productos Medicos

Latino América



En JMS nuestra misión es proporcionar productos y servicios que ofrezcan soluciones óptimas a pacientes y profesionales de la salud.

Todos nuestros productos cumplen con los estándares internacionales de calidad y eficacia y nos regimos por las políticas y procedimientos de ISO.

Los productos de JMS son distribuidos a más de 60 países en todo el mundo. En la actualidad

contamos con distribuidores para las regiones de Norte América, América Central, Sur América, el Caribe, Europa, Asia, África y el Medio Oriente.

JMS es reconocido a nivel mundial por productos utilizados en terapias de diálisis, cuidado hospitalario, administración de sangre y productos cardiovasculares.

Productos Médicos



OT-701



OT-711



SDS50



SP-500



SP-510



SDS-50

Procedimientos Simplificados y Funciones Mejoradas
El Diseño Sofisticado Brinda Confiabilidad, Alto Rendimiento y Seguridad



Características

- Interface Simplificada
- LCD a color (12") con Pantalla táctil
- Sistema UF Confiable
- Historia de operación, cambios en la programación y las alarmas son mostradas en la pantalla (hasta 7,500 eventos)
- Dialisato dentro del dializador puede ser removido automáticamente después del tratamiento de diálisis.

SDS-50 es nuestro mas reciente modelo para la terapia de hemodiálisis

- Procedimiento simplificados y funciones mejoradas
- Pantalla táctil
- En varios idiomas incluyendo Español



Códigos	Descripción
472550514	With Bicarb Cart

OT-701

JMS OT-701 es una Bomba Universal Peristáltica para Alimentación, Infusión Intravenosa y otras infusiones con funciones de micro y macro

Características

- Práctica, Compacta y Liviana
- Diseñado a prueba de goteo
- Pantalla LCD a color
- Luz en la Puerta (para uso nocturno)
- Detector de Aire
- Sensor de Oclusión
- Sensor de Puerta Abierta
- Pinza de la Tubería
- Agarradera de Atril

Códigos	Descripción
270170120	US PLUG
270170110	EU PLUG



OT-711

JMS OT-711 consigue una infusión altamente exacta con un set de infusión dedicado

Características

- Práctica, Compacta y Liviana
- Unidad de Detector de Gotas
- Indicador de Flujo
- Modo para Rango de Dosis
- Infusión de Bolos
- Monitor de Presión de la Tubería

Códigos	Descripción
270171120	US PLUG
270171110	EU PLUG



SP-500

La bomba para jeringas de JMS es un dispositivo para infundir medicaciones líquidas de manera precisa y continua con una jeringa desechable

Características

- Detección precisa y sensible de presión de oclusión mediante un sensor de celda incorporado en el deslizador
- El sensor de presión puede comprobar si el ajuste de embolo es correcto lo cual previene el riesgo potencial de una infusión no intencionada de medicación potente provocada por una presión venosa negativa.
- El motor paso a paso de alta calidad permite un flujo no pulsátil incluso a una tasa de flujo muy baja.
- La bomba cuenta con dos CPU iguales que controlan la operación para un funcionamiento seguro y sin averías.



- Carga de la jeringa en una sola acción mediante el exclusivo mecanismo de abertura de compuerta.

Códigos	Descripción
275006622	US PLUG
275006522	EU PLUG

SP-510

JMS SP-510 está un diseñada para la infusión continua de medicamentos en pequeños volúmenes

Características


- Ajuste del Límite del Volumen y Función KVO
- Modo del Rango de Dosis (Cálculo automático del rango de flujo)
- Modo de Titulación (Programación del límite del rango de flujo o de bolos sin pausar)
- Batería interna - 4 horas
- El Diseño Liviano Permite Aumentar el Número de Bombas por Espacio



Códigos	Descripción
275008012	US PLUG
275008123	EU PLUG

Productos Hospitalarios

SET DE INFUSIÓN



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SANGRE




Set de Infusión



Tipo 500



Pediátrico



Buret

Tipo 500

Diseñado para infundir soluciones de contenedores rígidos o flexibles

- Material de fabricación: PVC grado médico
- Tubuladura transparente y flexible resistente a torceduras
- Empaque estéril: ETO (Ethylene Oxide)
- Para ser utilizado con la Bomba de Infusión OT-701

Set Volumétrico - B

Diseñado para infundir soluciones con alta precisión (15-60 gotas / ml)


- Material de fabricación: PVC grado médico
- Tubuladura transparente y flexible resistente a torceduras
- Empaque estéril: ETO (Ethylene Oxide)
- Set exclusivo de la Bomba de Infusión OT-711

Códigos	Descripción
12180001	Set de Infusion tipo 500
13100031	Set Volumetrico - B
8016102	Set Infusión Ped W/100ml Buret
Varios	Disponible w/100ml, 150ml, 200ml Buret

Sistema de Recolección de Sangre

Bolsa de Sangre Simple JMS

Para recolección de sangre total, conservación y transfusión. Cuando es necesaria la separación de componente de sangre, la Bolsa de Transferencia JMS puede conectarse como se requiera.




CPDA-1 Uno Bolsa de Sangre

Códigos	Descripción	Acc
811-4056	450ml	No Acc, 16G

Bolsa de Sangre Doble JMS

Para recolección de sangre total y separación de 2 diferentes componentes de sangre (Glóbulos Rojos y Plasma) obtenidos mediante el proceso de centrifugación y extracción.




CPDA-1 Doble Bolsas de Sangre

Códigos	Descripción	Acc
811-4225	400+300ml	No Acc, 16G

Bolsa de Sangre Triple JMS

Para recolección de sangre total y separación de 3 diferentes componentes de sangre, a saber (Glóbulos Rojos, Plasma y una capa leucocitaria que está compuesta de Leucocitos y Plaquetas) obtenidos mediante el proceso de centrifugación y extracción.



CPDA-1 Triple Bolsas de Sangre

Códigos	Descripción	Acc
811-4326	450+300+400ml	No Acc, 16G



Sistema de Recolección de Sangre

Bolsa de Sangre Cuádruple JMS

Para recolección de sangre total y separación de 4 diferentes componentes de sangre, (Glóbulos Rojos, Plasma, Leucocitos y Plaquetas) obtenidos mediante el proceso de centrifugación y extracción. Una bolsa de transferencia especialmente configurada por JMS es incorporada para asegurar la conservación de Plaquetas por 5 días.

CPDA-1 Cuádruple Bolsas de Sangre		
Códigos	Descripción	Acc
811-4428	450+300+300+300ml	No Acc, 16G

Bolsa de Sangre Triple JMS

Para recolección de sangre total y separación de 3 diferentes componentes de sangre, (Glóbulos Rojos, Plasma y una capa leucocitaria que está compuesta de Leucocitos y Plaquetas) obtenidos mediante el proceso de centrifugación y extracción. La bolsa Primaria contiene solución anticoagulante CPD y una bolsa satélite con solución SAGM (Salina-Adenina-Glucosa-Manitol) para la Conservación de Glóbulos Rojos.

CPDA-SGM Triple Bolsas de Sangre		
Códigos	Descripción	Acc
811-8325	450+400+400ml	No Acc, 16G
811-8318	450+400+400ml	With Acc, 16G

Bolsa de Sangre Cuádruple JMS


Para recolección de sangre total y separación de 4 diferentes componentes de sangre, (Glóbulos Rojos, Plasma, Leucocitos y Plaquetas) obtenidos mediante el proceso de centrifugación y extracción. Una bolsa especialmente configurada por JMS es incorporada para asegurar la conservación de Plaquetas por 5 días. La bolsa Primaria contiene solución anticoagulante CPD y una bolsa satélite con solución SAGM (Salina-Adenina-Glucosa-Manitol) para la Conservación de Glóbulos Rojos.

CPDA-SGM Cuádruple Bolsas de Sangre		
Códigos	Descripción	Acc
811-8425	450+300+400+400ml	No Acc, 16G
811-8426	450+300+400+400ml	With Acc, 16G

Set de Transfusión


Juego de Transfusión Tipo-5 JMS

El Juego de Transfusión Tipo-5 JMS está diseñado para la administración de sangre total y glóbulos rojos o plasma desde una Bolsa de Sangre. Consiste en una cámara doble, la cámara superior con un filtro para sangre y la cámara inferior con un orificio para goteo. Esta configuración asegura la total utilización del filtro de la cámara superior y una fácil observación de las gotas en la inferior.




Juego de Transfusión Tipo-Y JMS

El Juego de Transfusión Tipo-Y JMS está diseñado para la administración simultánea o alterna de sangre y solución. La punta está diseñada para encajar tanto en las bolsas de sangre como en la bolsa de solución.



Juego de Transfusión JMS con Bureta

El Juego de Transfusión JMS con Bureta para volumen pequeño de transfusión sanguínea es útil especialmente en recién nacidos, bebés prematuros y pediatría. La bureta (cámara volumétrica) es graduada en un intervalo de 1 ml para permitir el control preciso de volumen de sangre.



Códigos	Descripción
812-0518	Juego Tipo 5
812-0232	Juego Tipo Y
812-6108	Juego con Bureta
812-6104	Transfusión Set Ped w/100ml Bu



Accesorios para Bancos de Sangre


JMS ofrece una gran variedad de accesorios para los bancos de sangre con el fin de complementar el uso de nuestras bolsas de sangre. Todos nuestros equipos son manufacturados bajo los más altos estándares de calidad con el fin de proveerles a nuestros pacientes el mejor cuidado posible.



Silla para Transfusión



Balanza



Dual Press



Extractor de Plasma



Selladora Manual



Selladora Ultrasónico HS-30




Selladora de Bolsas de Sangre de Alta Resistencia



Selladora Portátil

Equipo Para Diálisis

LÍNEAS DE SANGRE



DIALIZADORES



FISTULAS ARTERIOVENOSAS




BOLSAS DE SANGRE

Líneas de Sangre para Hemodiálisis

Seguridad, Confiabilidad y Conveniencia para las terapias de diálisis.
JMS se rige por los más altos estándares de manufactura para garantizar productos de calidad y confiabilidad.

Características

- Líneas de Sangre fabricadas por JMS
- Componentes de calidad
- Esterilización por ETO
- Configuración adaptable a sus necesidades



Dializadores

Dializadores low / high - flux



Características

- Excelente bio-compatibilidad y efectividad
- Membrana Polyethersulfone (PES)
- Esterilización por rayos gamma

Agujas Arteriovenosas (AVF)



Códigos	Descripción
621601001	16G x 1" STD CL (S)-U

Características

- Alas suaves y flexibles
- Aguja siliconada para fácil inserción
- Diseño exclusivo de Bisel y Ojo Oval reduce dolor



Códigos	Descripción
621621000	16G x 1" BE CL RH (S)-U

Características


- La aguja gira para poder ser reposicionada de ser necesario.
- La posición del bisel de la aguja puede ser determinado por los puntos negros y rojos.
- Incrementa el flujo de sangre



Códigos	Descripción
820-6015	WE 16 x 1" CL

Características

- Provee seguridad para evitar pinchazos
- Fácil de implementar en los procedimientos diarios
- Superficie diseñada para proporcionar tracción al momento de extracción



LA/CAT-S-001



www.jmsna.net

JMS North America Corporation
480 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 120
Sunrise, Florida 33325 USA
+954.689.9280
Fax: +954.689.9289