



PROVINCIA LOMBARDO VENETA - ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRAPELLI
Sede Legale: 25125 BRESCIA - Via Pilastroni, 4
Iscr. Pref. Brescia n. 513 Reg. PG - C.F. e P.I. 01647730157

OSPEDALE RELIGIOSO CLASSIFICATO "SACRA FAMIGLIA"
22036 Erba (Como) - Via Fatebenefratelli, 20
Telefono 031.63.81.11 - Telefax 031.64.03.16
E-mail: sfamiglia@fatebenefratelli.it - WWW.ospedaledierba.it

Servizio di Patologia Clinica

Elenco alfabetico Esami di Laboratorio

ANALITA	Aspirato midollare esame microscopico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0480	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.63.3	FREQ ESECUZIONE	Prendere accordi
CODICE SISS	0090633	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Ematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	P.MIDOLLARE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	25	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Breath test per Helicobacter pylori con Urea C13	NOTE AL PRELIEVO	Raccolta basale e 30 min.dopo carico orale di urea
COD RICHIESTA	L0605	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	44.19.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	5844192	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Espirato	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provette per espirato	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	BREATH TEST	UNITA' DI MISURA	Conc. CO2 ‰
ETICHETTA	208	VALORI RIFERIMENTO	<5,0

ANALITA	Chlamydia ricerca su sperma	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0498	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.90.3	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090903.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Sperma	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Abbott m24sp
NOME CONTENITORE	RIC.CHLAM.SPERMA	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	221	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	Chlamydia ricerca su tampone cervicale	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0495	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.90.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090903.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	T. cervicale	SETTORE	Microbiologia
------------------	--------------	---------	---------------

TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Amplicor
------------------	----------------------------	--------------	----------

NOME CONTENITORE	CHLAMYD.CERV.	UNITA' DI MISURA	
------------------	---------------	------------------	--

ETICHETTA	213	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	Chlamydia ricerca su tampone uretrale	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0436	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.90.3	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090903.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	T. uretrale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	CHLAM-T.UR.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	996	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Chlamydia ricerca su urine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0496	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.90.3	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090903.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biologia molecolare
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Amplicor
NOME CONTENITORE	RIC.CHLAM.URINE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	999	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura - Ident. Sierol. E.Coli enteropat.	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0616	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.92.1	FREQ ESECUZIONE	
CODICE SISS	0090921	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	42	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Coltura - Ident. Sierol. Salmonella	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0345	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.07.5	FREQ ESECUZIONE	
CODICE SISS	0091075	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	66	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Coltura Campylobacter	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0462	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.88.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090885	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COPRO-T.RETT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	42	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura Catetere arterioso/venoso	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0354	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Catetere	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT. CVC	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	51	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura tampone ombelicale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0352	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.OMBELICALE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	49	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura tampone vaginale per Streptococcus agalactiae	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0617	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.08.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091084.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.VAG-RET STREP B	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	471	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura urine da catetere a permanenza	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0540	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.94.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090942.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia

TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	UR.CATPER.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	239	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura urine da cateterismo singolo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0542	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.94.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090942.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	UR.CATSING.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	241	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura urine da sacchetto	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0541	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.94.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090942.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	URINOC.SACCH.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	240	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Antibiogramma C.M.I.	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0449	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.85.2	FREQ ESECUZIONE	
CODICE SISS	0090852	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	BioMérieux VITEK
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	66	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	----	--------------------	----------

ANALITA	Coltura-Antibiogramma Kirby Bauer	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0448	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.85.1	FREQ ESECUZIONE	
CODICE SISS	0090851	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	66	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Broncoaspirato	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0346	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.25	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5

TIPO DI CAMPIONE	Asp.bronchiale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	ASP.BRONCH.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	44	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Emocoltura	NOTE AL PRELIEVO	Prelevare due set di flaconi per aerobiosi e anaerobiosi
COD RICHIESTA	L0338	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.94.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090941	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Flacone emocoltura	ANALIZZATORE	BACTALERT 3D
NOME CONTENITORE	EMOCOLTURA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	64	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Espettorato	NOTE AL PRELIEVO	Viene eseguita valutazione idoneità con esame batterioscopico
---------	---------------------	------------------	---

COD RICHIESTA	L0330	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.15	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Espettorato	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	ESPETT.COLT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	53	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Feci	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0329	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.94.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090943	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	COPRO-T.RETT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	42	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Identificazione biochimica batteri	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0640	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.86.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090861	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	BioMérieux VITEK
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	66	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Coltura-Identificazione biochimica Campylobacter	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0621	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.88.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090884	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	66	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Coltura-Identificazione sierologica batteri	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0284	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.86.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090862	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	66	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Coltura-Liquido amniotico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0742	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Amniotico	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.LIQ.AMNIOT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	267	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Liquido ascitico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0343	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Ascitico	SETTORE	Microbiologia

TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	LIQ.ASCITICO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	48	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Liquido da cisti	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0732	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.16	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Da Cisti	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.LIQ.CIS.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	249	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-liquido pleurico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0342	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Pleurico	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	L.PLEUR.COLT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	52	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Liquido sinoviale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0341	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.22	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Sinoviale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	LIQ.SINOVIALE	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	58	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	----	--------------------	----------

ANALITA	Coltura-Liquor	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0340	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
-------------	--	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Liquor	SETTORE	Microbiologia
------------------	--------	---------	---------------

TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
------------------	------------------	--------------	-------------

NOME CONTENITORE	LIQUOR	UNITA' DI MISURA	
------------------	--------	------------------	--

ETICHETTA	43	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	----	--------------------	----------

ANALITA	Coltura-Materiale bioptico	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0733	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090933.17	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Mat. Bioptico	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.MAT.BIOP.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	256	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Materiale da drenaggio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0730	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.13	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Mat. Da drenaggio	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.MAT.DREN.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	247	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Materiale da fistola	NOTE AL PRELIEVO	
---------	------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0728	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Mat. Da Fistola	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.MAT.FIST.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	245	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Materiale da ulcera	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0727	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Mat. Da Ulcera	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	COLT.MAT.ULCERA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	244	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Materiale purulento	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0339	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.06	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Biologici	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	MAT.PURULENTO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	65	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Placenta lato fetale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0741	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Placenta	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.PLAC.FET.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	266	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Placenta lato materno	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0740	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Placenta	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.PLAC.MATER.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	265	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Raccolta sieroematica	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0731	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.14	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.SIERO EMAT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	248	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Secreto mammario	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0734	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.20	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Secr. Mammario	SETTORE	Microbiologia

TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COL.SEC.MAM.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	257	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Sperma	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0331	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090934.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Sperma	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	SPERMA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	62	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-T. cavo orale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0317	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.93.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090935	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Cavo Orale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.CAVO ORA.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	218	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone auricolare dx	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0325	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.24	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.auricolare	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.AURICOLARE DX	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	57	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	Coltura-Tampone auricolare sx	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0725	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.27	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.auricolare	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.AURICOLARE SX	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	226	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	Coltura-Tampone balano-prepuziale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0736	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090934.06	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5

TIPO DI CAMPIONE	Tamp. Prepuziale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	C.TAMP.BALAN.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	259	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone congiuntivale dx	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0324	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.23	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.Congiuntiv.	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.OCULARE DX	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	56	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone congiuntivale sx	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0724	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.26	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.Congiuntiv.	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.OCULARE SX	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	225	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone cutaneo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0729	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.11	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Cutaneo	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	COLT.TAMP.CUTAN	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	246	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-tampone endocervicale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0743	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090934.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Endocervicale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COL.TAM.ENDOC.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	269	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-tampone endouterino	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0739	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Endouterino	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COLT.ENDOU.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	264	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone faringeo con antibiogramma	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0452	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090935.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Ess.faringeo	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T. FARINGEO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	54	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone linguale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0738	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090935.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Linguale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COL.TAMP.LING.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	262	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone nasale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0323	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090935.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.nasale	SETTORE	Microbiologia

TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.NASALE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	59	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone piaga decubito	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0726	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090933.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Piaga	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	TAMP.PIAGA DEC.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	243	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone rettale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0327	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.94.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090943	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T. RETTALE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	41	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Tampone uretrale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0328	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090934.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.uretrale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T.URETRALE	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	60	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	----	--------------------	----------

ANALITA	Coltura-Tampone vaginale	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0326	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.93.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090934.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Ess.vaginale	SETTORE	Microbiologia
------------------	--------------	---------	---------------

TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
------------------	----------------------------	--------------	-------------

NOME CONTENITORE	T.CERV.VAG.	UNITA' DI MISURA	
------------------	-------------	------------------	--

ETICHETTA	55	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	----	--------------------	----------

ANALITA	Coltura-Tampone vulvare	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0735	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.93.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090934.05	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	T. Vulvare	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COL.T.VULVARE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	258	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Coltura-Urinocoltura mitto int. con antibiogramma	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0321	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.94.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090942.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	URINOCOLTURA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	47	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Controllo sala cesarei	NOTE AL PRELIEVO	
---------	------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0992	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	STERILITA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	79	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Controllo sterilità	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0997	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	STERILITA	UNITA' DI MISURA	
------------------	-----------	------------------	--

ETICHETTA	79	VALORI RIFERIMENTO	
-----------	----	--------------------	--

ANALITA	Controllo sterilità	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0998	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
-------------	--	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
------------------	--	---------	---------------

TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
------------------	---------------------	--------------	-------------

NOME CONTENITORE	STERILITA	UNITA' DI MISURA	
------------------	-----------	------------------	--

ETICHETTA	79	VALORI RIFERIMENTO	
-----------	----	--------------------	--

ANALITA	Controllo sterilità	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0999	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.93.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	STERILITA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	79	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Cortisolo salivare	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0378	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.15.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Saliva	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta per raccolta saliva	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	CORTIS.SALIV.	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	148	VALORI RIFERIMENTO	h. 7.00- 8.00 : 2,53-7,17; h. 23.00-24.00 : 0.60-1.62

ANALITA	dU-Acido 5 idrossindolacetico (5-HIAA)	NOTE AL PRELIEVO	Inviare urine 24h con HCL conservare a +4°C e al buio
COD RICHIESTA	L0035	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.02.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090021.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore acidificate	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore urine 24h acido	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	URINE 24H ACIDO	UNITA' DI MISURA	mg/24h
ETICHETTA	143	VALORI RIFERIMENTO	0,7-8,2

ANALITA	dU-Acido urico	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0012	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.43.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090435.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mg/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	250-750

ANALITA	dU-Acido vanilmandelico	NOTE AL PRELIEVO	Inviare urine 24h con HCL conservare a +4°C e al buio
COD RICHIESTA	L0022	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.03.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090035.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore acidificate	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore urine 24h acido	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	URINE 24H ACIDO	UNITA' DI MISURA	mg/24h
ETICHETTA	143	VALORI RIFERIMENTO	1,8-6,7

ANALITA	dU-Amilasi	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0016	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.06.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090064.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	U/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	< 500

ANALITA	dU-Calcio	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0011	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.11.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090114.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mEq/L

ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	2,5-20
ANALITA	dU-Catene leggere libere Kappa-Lambda	NOTE AL PRELIEVO	Conservare a +4°C
COD RICHIESTA	L0521	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.12.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090126.05	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	URINE K/L	UNITA' DI MISURA	mg/L
ETICHETTA	219	VALORI RIFERIMENTO	Kappa libere: < 18; Lambda libere: < 9,8
ANALITA	dU-Cloro	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0008	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.13.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090133.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1

TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mmol/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	170-250

ANALITA	dU-Cortisolo	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0383	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.15.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090153.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore urine 24 h	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	CORT.URINE	UNITA' DI MISURA	nmol/24h
ETICHETTA	180	VALORI RIFERIMENTO	<169

ANALITA	dU-Creatinina clearance	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore - Richiedere anche S-Creatinina
---------	-------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0404	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.16.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090164	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mL/min
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	70-158

ANALITA	dU-Elettroforesi proteine	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0024	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.39.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090391	TEMPO RISPOSTA (giorni)	9
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore urine 24 h	ANALIZZATORE	Service

NOME CONTENITORE	PROT.URINE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	86	VALORI RIFERIMENTO	Proteinuria Fisiologica

ANALITA	dU-Fosforo	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0013	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.24.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090243.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mg/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	300-1000

ANALITA	dU-Glucosio	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0006	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.27.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090271.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	Assente

ANALITA	dU-Immunofissazione	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0025	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.69.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090692.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	PROT.URINE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	86	VALORI RIFERIMENTO	Proteinuria Fisiologica

ANALITA	dU-Magnesio	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0697	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.32.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090325.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mmol/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	0,60 - 12,30

ANALITA	dU-Metanefrine	NOTE AL PRELIEVO	Inviare urine 24h con HCL conservare a +4°C e al buio
COD RICHIESTA	L0057	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.04.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090043	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore acidificate	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Contenitore urine 24h acido	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	URINE 24H ACIDO	UNITA' DI MISURA	µg/24h
ETICHETTA	143	VALORI RIFERIMENTO	Metanefrina < 320; Normetanefrina < 527;

ANALITA	dU-Potassio	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0010	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.37.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090374.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mmol/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	40-80

ANALITA	dU-Proteine	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0005	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.38.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090385.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	g/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 0,10 g/24h

ANALITA	dU-Rame	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0107	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.39.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090394.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	µg/24h

ETICHETTA

85

VALORI RIFERIMENTO

da 3 a 37

ANALITA

dU-Sodio

NOTE AL PRELIEVO

Urine 24 ore

COD RICHIESTA

L0034

TEMP CONSERVAZIONE

+ 4°C

CODICE SSR

90.40.4

FREQ ESECUZIONE

Giornaliera

CODICE SISS

0090404.03

TEMPO RISPOSTA
(giorni)

2

TIPO DI CAMPIONE

Urine 24 ore

SETTORE

Biochimica

TIPO CONTENITORE

Contenitore Urine 24 h

ANALIZZATORE

Beckman

NOME CONTENITORE

URINE 24h

UNITA' DI MISURA

mmol/24h

ETICHETTA

85

VALORI RIFERIMENTO

80-180

ANALITA

dU-Urea

NOTE AL PRELIEVO

Urine 24 ore

COD RICHIESTA

L0007

TEMP CONSERVAZIONE

+ 4°C

CODICE SSR

90.44.1

FREQ ESECUZIONE

Giornaliera

CODICE SISS

0090441.04

TEMPO RISPOSTA
(giorni)

2

TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	g/24h
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	10-17 g/24 h

ANALITA	dU-Urea clearance	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore - Richiedere anche S-Urea
COD RICHIESTA	L0406	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.44.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090441.06	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine 24 ore	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine 24 h	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mL/min
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	40-70

ANALITA	Feci-Calprotectina	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0649	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.12.A	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009012A	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	CALPR.FECI	UNITA' DI MISURA	µg/g feci
ETICHETTA	184	VALORI RIFERIMENTO	< 50 Negativo; 50-100 Debole positività; > 100 Positivo

ANALITA	Feci-Clostridium difficile tossine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0615	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.91.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090911	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	COPRO-T.RETT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	24	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Feci-Es. chimico-fisico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0441	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.21.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090213	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	FECI COMPL.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	82	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Feci-Helicobacter Piloni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0439	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.94.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090946	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COPRO-T.RETT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	24	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Feci-Ricerca Adenovirus	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0438	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.12.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091125	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COPRO-T.RETT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	24	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Feci-Ricerca Parassiti	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0443	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.05.4	FREQ ESECUZIONE	Bisettimanale
CODICE SISS	0091054.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	PARASSITI	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	83	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Feci-Ricerca Rotavirus	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0440	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.13.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091134.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia

TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	COPRO-T.RETT.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	24	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Feci-Sangue occulto	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0442	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.21.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090214.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	HB FECI	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	81	VALORI RIFERIMENTO	Assente

ANALITA	Feci-Sangue occulto 1° campione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0715	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.21.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090214.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	HB FECI CAMP.1	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	222	VALORI RIFERIMENTO	Assente

ANALITA	Feci-Sangue occulto II° campione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0716	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.21.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090214.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	HB FECI CAMP.2	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	223	VALORI RIFERIMENTO	Assente
ANALITA	Feci-Sangue occulto III° campione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0717	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.21.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090214.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore feci	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	HB FECI CAMP.3	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	129	VALORI RIFERIMENTO	Assente
ANALITA	Feci-Scotch test per ricerca ossiuri	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0444	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.93.2	FREQ ESECUZIONE	Bisettimanale
CODICE SISS	0090932.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4

TIPO DI CAMPIONE	T. perianale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Vetrino + striscia adesiva	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	SCOTCH TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	84	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Gonococco ricerca su tampone cervicale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0316	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.03.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091035.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Cervicale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	GONO-CERV.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	215	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Gonococco-Ricerca su tampone uretrale	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0435	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.03.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091035.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Uretrale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	GONO-T.UR.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	995	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Intradermoreazione tubercolina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0488	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.78.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090781	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Centro prelievi
TIPO CONTENITORE		ANALIZZATORE	

NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	183	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Legionella ricerca nell'acqua	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0514	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR		FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Acqua	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	STERILITA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	79	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Liquido cerebro spinale (liquor)	NOTE AL PRELIEVO	Per pazienti degenti - inviare se possibile il campione in 3 provette
COD RICHIESTA	L0315	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR		FREQ ESECUZIONE	A richiesta

CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	0
TIPO DI CAMPIONE	Liquor	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	LIQUOR	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	43	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Liquido da drenaggio (es.chim.fisico)	NOTE AL PRELIEVO	inviare una provetta con eparina
COD RICHIESTA	L0490	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.30.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090304.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	L.ASCIT.CH.F.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	133	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Liquido Peritoneale (es.chim.fisico)	NOTE AL PRELIEVO	Per pazienti degenti
COD RICHIESTA	L0486	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.30.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090304.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Peritoneale	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	L.ASCIT.CH.F.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	133	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Liquido Pleurico (es.chimico fisico)	NOTE AL PRELIEVO	inviare una provetta con eparina
COD RICHIESTA	L0485	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.30.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090304.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Pleurico	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	L.PLEUR.CH.F.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	34	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Liquido Sinoviale (es. chimico fisico)	NOTE AL PRELIEVO	inviare una provetta con eparina
COD RICHIESTA	L0350	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.32.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090321	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Sinoviale	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	LIQ.SINOVIALE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	58	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Miceti-Esame colturale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0347	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.98.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090984.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Cute e annessi	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Terreno Sabouraud	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	ES.PELI	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	67	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Miceti-Esame colturale capelli	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0355	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.98.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090984.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Cute e annessi	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Terreno Sabouraud	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	MIC.CAPELLI	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	232	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	Miceti-Esame colturale frammenti ungueali	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---	------------------	--

COD RICHIESTA	L0357	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.98.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090984.05	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
-------------	------------	-------------------------	----

TIPO DI CAMPIONE	Cute e annessi	SETTORE	Microbiologia
------------------	----------------	---------	---------------

TIPO CONTENITORE	Terreno Sabouraud	ANALIZZATORE	Met manuale
------------------	-------------------	--------------	-------------

NOME CONTENITORE	MIC.UNGUEALE	UNITA' DI MISURA	
------------------	--------------	------------------	--

ETICHETTA	234	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	Miceti-Esame colturale squame cutanee	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0356	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.98.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090984.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
-------------	------------	-------------------------	----

TIPO DI CAMPIONE	Cute e annessi	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Terreno Sabouraud	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	MIC.SQUAME	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	233	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Miceti-Esame microscopico peli squame	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0344	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.98.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090984.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	14
TIPO DI CAMPIONE	Cute e annessi	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Terreno Sabouraud	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	ES.PELI	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	67	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri ricerca colturale espettorato	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---	------------------	--

COD RICHIESTA	L0531	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091023.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Espettorato	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOBATTERI BIO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	61	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri ricerca colturale essudato purulento	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0532	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091023.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Pus	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service

NOME CONTENITORE	MIC.ESS.PUR.COLT.TER.SOL	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	238	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri ricerca colturale urine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0530	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091023.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOBATTERI BIO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	61	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri ricerca microscopica su essudato purulento	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0351	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0091024.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Pus	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOB.RIC.MICR.ESS.PUR.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	237	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri-Ricerca colturale su broncoaspirato	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0745	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091023.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Asp.bronchiale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MIC.COL.BRON.AS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	270	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri-Ricerca colturale (altri campioni)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0335	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091023.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOBATTERI BIO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	61	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri-Ricerca colturale su liquido pleurico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0747	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091023.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Pleurico	SETTORE	Microbiologia

TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RIC.COLT.L.PLEU	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	272	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri-Ricerca microscopica (altri campioni)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0336	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091024.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOBATTERI BIO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	61	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri-Ricerca microscopica nell'espettorato	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0334	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091024.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Espettorato	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MIC.RIC.MICR.URI.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	236	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Micobatteri-Ricerca microscopica su broncoaspirato	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0744	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091024.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Asp.bronchiale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MIC.BRONC.ASP.	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	268	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	Micobatteri-Ricerca microscopica su liquido pleurico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0746	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091024.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Liq. Pleurico	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MIC.LIQ.PLEU.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	271	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	Micobatteri-Ricerca nelle feci	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0332	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	60

TIPO DI CAMPIONE	Feci	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOBATTERI BIO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	61	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Mycoplasma ricerca su sperma	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0497	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.03.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091036.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Sperma	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	RIC.MYCOP.SPERMA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	220	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Mycoplasma ricerca su tampone uretrale	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0437	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.03.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091036.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	T. Uretrale	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	MYCOPL-T.UR.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	997	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Mycoplasma ricerca su urine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0550	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.03.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	MYCOP.URINE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	998	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Mycoplasma su tampone endocervicale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0545	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.03.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091036.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Ess.vag.uretrali	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	MYCOPL.CERV.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	214	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	P-Adrenocorticotropina (ACTH)	NOTE AL PRELIEVO	Porre in ghiaccio
COD RICHIESTA	L0626	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.15.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0090152	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	ACTH VIOL GHIAC	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	917	VALORI RIFERIMENTO	7,2-52,0

ANALITA	P-Ammonio (NH3)	NOTE AL PRELIEVO	Provetta in ghiaccio. Invio immediato al laboratorio
COD RICHIESTA	L0068	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.07.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090075	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AMMONIEMIA VIOLA	UNITA' DI MISURA	μmol/L
ETICHETTA	4	VALORI RIFERIMENTO	11.0 -35.0

ANALITA	P-Anticorpi a freddo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0199	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.46.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090463	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana
NOME CONTENITORE	AGGL.FREDDO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	326	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-Antitrombina III	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0251	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.57.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090575	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione

TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	32	VALORI RIFERIMENTO	80-120

ANALITA	P-Attività protrombinica (PT-INR)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0243	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.75.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090754	TEMPO RISPOSTA (giorni)	0
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	INR
ETICHETTA	32	VALORI RIFERIMENTO	0,73-1,28

ANALITA	P-CK-MB (Creatinchinasi isoenzima MB)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0111	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.15.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090155	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACCESS VERDE	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	8	VALORI RIFERIMENTO	< 6,3 ng/mL

ANALITA	P-Curva glicemica (OGTT)	NOTE AL PRELIEVO	Carico di 75 g di glucosio, prelievi a t 0, 60', 120'
COD RICHIESTA	L0405	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.26.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090264	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta grigia	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICEMIA GRIGIA	UNITA' DI MISURA	mg/dL

ETICHETTA	7	VALORI RIFERIMENTO	
ANALITA	P-Curva glicemica 2 punti	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0479	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.26.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090264.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta grigia	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICEMIA GRIGIA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	7	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-Curva glicemica 4 punti	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0478	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.26.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090264.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1

TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta grigia	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICEMIA GRIGIA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	7	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-Curva glicemica 6 determinazioni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0401	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.26.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090265	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta grigia	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICEMIA GRIGIA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	7	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-D dimero	NOTE AL PRELIEVO	
---------	------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0313	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.61.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090615	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	32	VALORI RIFERIMENTO	< 250

ANALITA	P-Fibrinogeno	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0246	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.65.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090651	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL

NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	32	VALORI RIFERIMENTO	116-450

ANALITA	P-Glucosio post-prandiale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0110	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.27.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090271.23	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta grigia	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICEMIA H14	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	332	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-Glucosio pre-prandiale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0087	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.27.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090271.22	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta grigia	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICEMIA PRE PRAND	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	333	VALORI RIFERIMENTO	70-110

ANALITA	P-Gonadotropine corioniche subunità beta (β HCG)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0385	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.27.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090275	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACCESS VERDE	UNITA' DI MISURA	mIU/mL
ETICHETTA	8	VALORI RIFERIMENTO	M: 0,5-2,7; F: Donne in gravidanza:1°settimana fino a 100;

ANALITA	P-HCV genotipizzazione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0610	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.20.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091202	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biologia molecolare
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HCV PCR VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	109	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-HCV RNA qualitativo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0429	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.19.3	FREQ ESECUZIONE	Bisettimanale
CODICE SISS	0091193	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biologia molecolare

TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Abbott m24sp
NOME CONTENITORE	HCVQUALIT VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	119	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	P-HCV RNA quantitativo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0430	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.19.4	FREQ ESECUZIONE	Bisettimanale
CODICE SISS	0091194	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biologia molecolare
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Abbott m24sp
NOME CONTENITORE	HCVQUANT VIOLA	UNITA' DI MISURA	UI/mL
ETICHETTA	112	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	P-Identificazione Ab irregolari	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0198	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.49.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090492	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	217	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	P-Lamotrigina	NOTE AL PRELIEVO	prelevare prima della somministrazione del farmaco
COD RICHIESTA	L0099	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.20.A	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009020A.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	LAMOT.VERDE	UNITA' DI MISURA	mg/L

ETICHETTA	260	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terapeutico 3.0 -14.0
ANALITA	P-Levetiracetam	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0720	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.20.A	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009020A.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HSR/VERDE	UNITA' DI MISURA	mg/L
ETICHETTA	39	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terapeutico 10 - 40
ANALITA	P-Lupus anticoagulant (LAC)	NOTE AL PRELIEVO	Consegnare subito dopo il prelievo
COD RICHIESTA	L0611	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.46.5	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090465	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6

TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	LAC AZZURRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	251	VALORI RIFERIMENTO	da 0,6 a 1,2

ANALITA	P-Mioglobina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0595	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.33.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090335.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACCESS VERDE	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	8	VALORI RIFERIMENTO	M 17-106; F 14-66

ANALITA	P-Omocisteina	NOTE AL PRELIEVO	Consegnare subito dopo il prelievo
---------	---------------	------------------	------------------------------------

COD RICHIESTA	L0249	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.34.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090346.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	OMO.VIOL GHIACCIO	UNITA' DI MISURA	µmol/L
ETICHETTA	90	VALORI RIFERIMENTO	< 13,0

ANALITA	P-Procalcitonina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0039	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb. per massimo 2 ore
CODICE SSR		FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	VIDAS

NOME CONTENITORE	PROCALC VERDE	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	93	VALORI RIFERIMENTO	Normale < 0,5; 0,51 - 2,00 dubbia, da monitorare; > 2,1 valutare

ANALITA	P-Proteina C coagulativa	NOTE AL PRELIEVO	Consegnare subito dopo il prelievo
COD RICHIESTA	L0311	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.72.2	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090722	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	PCS PCC AZZURRA	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	35	VALORI RIFERIMENTO	70-140

ANALITA	P-Proteina S coagulativa	NOTE AL PRELIEVO	Consegnare subito dopo il prelievo
COD RICHIESTA	L0312	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.72.5	FREQ ESECUZIONE	Settimanale

CODICE SISS	0090725	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	PCS PCC AZZURRA	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	35	VALORI RIFERIMENTO	60-140

ANALITA	P-Prova di Compatibilità	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0211	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.73.2	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090732	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana
NOME CONTENITORE	COOMBS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	324	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-PT /INR + VISITA SORVEGLIANZA TAO	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0901	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.75.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090754998901.17	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	330	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	P-Rame	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0085	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.39.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090394.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta Blu metalli pesanti	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAME-ZINC/BLU	UNITA' DI MISURA	µg/dL
ETICHETTA	105	VALORI RIFERIMENTO	56-165

ANALITA	P-Renina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0368	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.40.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090402	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RENINA VIOLA GHIAC	UNITA' DI MISURA	µIU/mL
ETICHETTA	152	VALORI RIFERIMENTO	Clinostatismo: 2,8-39,9;

ANALITA	P-Renina clinostatismo	NOTE AL PRELIEVO	Prelievo in ghiaccio
COD RICHIESTA	L0523	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.40.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090402.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RENINA IN CLINO	UNITA' DI MISURA	μIU/mL
ETICHETTA	231	VALORI RIFERIMENTO	2,8-39,9

ANALITA	P-Renina in ortostatismo	NOTE AL PRELIEVO	Prelievo in ghiaccio
COD RICHIESTA	L0394	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.40.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090402.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RENINA VIOLA GHIAC	UNITA' DI MISURA	μIU/mL

ETICHETTA	152	VALORI RIFERIMENTO	4,4-46,1
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	P-Tempo di trombina (TT)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0252	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.75.5	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090755	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
------------------	--------	---------	--------------

TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
------------------	------------------	--------------	--------

NOME CONTENITORE	T.TROMBINA	UNITA' DI MISURA	
------------------	------------	------------------	--

ETICHETTA	38	VALORI RIFERIMENTO	
-----------	----	--------------------	--

ANALITA	P-Tempo tromboplastina parziale (APTT)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0244	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.76.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090761	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	secondi
ETICHETTA	32	VALORI RIFERIMENTO	20-32

ANALITA	P-Test di Coombs indiretto	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0203	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.47.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090472	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana
NOME CONTENITORE	COOMBS VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	324	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	P-Test di resistenza alla Proteina C attivata (APC-R)	NOTE AL PRELIEVO	Consegnare subito dopo il prelievo
---------	---	------------------	------------------------------------

COD RICHIESTA	L0613	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.77.2	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090772	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	IL ACL
NOME CONTENITORE	APC RESIST.AZZURRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	118	VALORI RIFERIMENTO	Normale da 2.0 a 3.5; Eterozigote da 1.4 a 1.9; Omozigote da 1.0 a 1.3

ANALITA	P-Troponina I	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0612	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.82.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090823	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	ACCESS VERDE	UNITA' DI MISURA	ng/L
ETICHETTA	8	VALORI RIFERIMENTO	<40

ANALITA	P-Virus epatite B (HBV DNA)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0431	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.17.3	FREQ ESECUZIONE	Bisettimanale
CODICE SISS	0091173	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biologia molecolare
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Abbott m24sp
NOME CONTENITORE	HBV DNA VIOLA	UNITA' DI MISURA	UI/mL
ETICHETTA	116	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-17-Idrossiprogesterone	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0432	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.01.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0090012	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	M: 0,50 - 2,21; F: Fase follicolare 0,10 -0,80; Fase luteale: 0,60 -2,30;

ANALITA	S-Acidi biliari	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0044	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.01.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090015	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	µmol/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	fino a 10

ANALITA	S-Acido urico	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0052	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.43.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090435.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	F: 2,4-5.7 M: 2.4-7.0

ANALITA	S-Acido valproico (Depakin)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0134	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.03.4	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090034	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	µg/mL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	50-100

ANALITA	S-Adenovirus Ab IgG-IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0619	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.12.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091123 + 0091123.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Alcool	NOTE AL PRELIEVO	Ad uso clinico, per pazienti degenti
COD RICHIESTA	L0574	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.20.1	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090201	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Urgenze
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GIALLO ALCOL	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	150	VALORI RIFERIMENTO	Valore soglia per il Codice della Strada (Art.186): 50 mg/dL

ANALITA	S-Aldolasi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0131	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.05.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090052	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U/L

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	1,2 - 7,5 U/L
ANALITA	S-Aldosterone	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0365	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.05.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090053	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Clinostatismo: 12-236; Ortostatismo: 22-353
ANALITA	S-Aldosterone clinostatismo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0522	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.05.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090053.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	DOS.ALDOST.CLINO	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	230	VALORI RIFERIMENTO	12-236

ANALITA	S-Aldosterone in ortostatismo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0391	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.05.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090053.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	274	VALORI RIFERIMENTO	22-353

ANALITA	S-Alfa 1 antitripsina	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-----------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0040	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.05.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090054	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	g/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0,9-2

ANALITA	S-Alfa 1 fetoproteina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0073	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.05.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090055.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	Valori normali: 1,0 - 10,0; Valori medi in gravidanza: 15° settimana 34,8;

ANALITA	S-ALT	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0123	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.04.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090045.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	M: 17-63F: 14-54

ANALITA	S-Amilasi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0130	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.06.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090064.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 125

ANALITA	S-Amilasi Pancreatica	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0129	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR		FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 46

ANALITA	S-Anti HBs	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0370	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.18.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091183	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	mIU/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Immune >10

ANALITA	S-Anti HIV 1-2	NOTE AL PRELIEVO	In caso di positività eseguito test di conferma
COD RICHIESTA	L0412	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.22.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091224	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi a caldo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0205	TEMP CONSERVAZIONE	+ 37°C
CODICE SSR	90.48.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090484	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana
NOME CONTENITORE	Ab CALDO ROSSO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	21	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Borrellia (Lyme)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0565	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.88.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090881	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Cardiolipina IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0306	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.47.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090475.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A.

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 20
ANALITA	S-Anticorpi anti Cardiolipina IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0309	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.47.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090475.05	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 20

ANALITA	S-Anticorpi anti cellule parietali gastriche	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0614	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.48.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090481	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti centromero	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0303	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.48.8	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090488	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy
NOME CONTENITORE	AUTOIMMUNITA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	114	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Chlamydia pneumoniae	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0510	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.89.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090891	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	< 9 Negativi; 9 - 11 Dubbi; > 11 Presenti

ANALITA	S-Anticorpi anti Citomegalovirus IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0304	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.14.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091141	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect

NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	UA/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	< 6,0

ANALITA	S-Anticorpi anti Citomegalovirus IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0410	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.14.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091143	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	S/CO
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 0,85; Dubbio 0,85-0,99; Positivo > 1,00

ANALITA	S-Anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (ANCA)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0607	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.48.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0090482	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti DNA nativo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0302	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.48.3	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090483	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti EBV IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0208	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.21.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091211.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	EBV ROSSA	UNITA' DI MISURA	S/CO
ETICHETTA	173	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 0,50; Dubbio 0,50-1,00; Positivo > 1,00

ANALITA	S-Anticorpi anti Echovirus IgG-IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0513	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.16.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091166	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti ENA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0296	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.47.3	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090473	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy
NOME CONTENITORE	AUTOIMMUNITA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	114	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti endomisio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0310	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C

CODICE SSR	90.48.6	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090486	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy
NOME CONTENITORE	AUTOIMMUNITA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	114	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Gliadina IgA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0572	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.49.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090495.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A./mL

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<20 Negativo
ANALITA	S-Anticorpi anti Gliadina IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0567	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.49.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090495.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A./mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<25 Negativo
ANALITA	S-Anticorpi anti Glutammico decarbossilasi (anti-GAD)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0535	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.49.7	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090497	TEMPO RISPOSTA (giorni)	14

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0-4,9

ANALITA	S-Anticorpi anti HAV IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0577	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.17.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091172	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS
NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti HBc IgM	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0557	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.18.1	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0091181	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti HBc totali	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0373	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.17.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091175	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect

NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti HBe	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0372	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.18.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091182	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti HCV Western blot	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0592	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.20.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0091201	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Non applicabili

ANALITA	S-Anticorpi anti Helicobacter pylori IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0508	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.94.4	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090944	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS
NOME CONTENITORE	H.PYL.AB-ROSSA	UNITA' DI MISURA	index
ETICHETTA	124	VALORI RIFERIMENTO	Negativo <0,8; Dubbio 0,8-0,9;

ANALITA	S-Anticorpi anti Herpes virus 1-2 IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0407	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.22.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091221	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Herpes virus 1-2 IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0409	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.22.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091221.05	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti HIV Western blot	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0559	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.23.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091231	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	W.BLOT ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	108	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	S-Anticorpi anti insula	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0481	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.50.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090505	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti JO1	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0631	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.51.7	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090517	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti
ANALITA	S-Anticorpi anti Legionella (IgG)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0509	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.95.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090952	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	< 16 Assenti; 16 - 22 Dubbi; > 22 Presenti

ANALITA	S-Anticorpi anti LKM (antimicros.)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0537	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.51.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090515	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti mitocondrio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0543	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.52.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090521	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0-20 U.A.

ANALITA	S-Anticorpi anti morbillo IgG	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0516	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.24.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091243	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A./mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 13,5; Dubbio 13,5 - 16,5; Positivo > 16,5

ANALITA	S-Anticorpi anti morbillo IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0526	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.24.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091243.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	index
------------------	----------	------------------	-------

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 0,9; Dubbio 0,9 - 1,1;
-----------	-----	--------------------	-----------------------------------

ANALITA	S-Anticorpi anti muscolo liscio	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0544	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.52.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0090522	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
-------------	---------	-------------------------	----

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
------------------	----------	------------------	--

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	S-Anticorpi anti Mycoplasma IgG	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0547	TEMP CONSERVAZIONE	
---------------	-------	--------------------	--

CODICE SSR	91.02.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0091025	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	A-MYC.GM ROSSA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	206	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 9 U.A.; Dubbio 9 - 11 U.A.; Positivo > 11 U.A.

ANALITA	S-Anticorpi anti Mycoplasma pneum.	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0546	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091025.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	A-MYC.GM ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	206	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti nucleo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0301	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.52.4	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090524	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy
NOME CONTENITORE	AUTOIMMUNITA	UNITA' DI MISURA	Titolo
ETICHETTA	114	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 1:80

ANALITA	S-Anticorpi anti parotite IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0515	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.25.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091251	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A./mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 9 U.A.; Dubbio 9 - 11 U.A.; Positivo > 11 U.A.

ANALITA	S-Anticorpi anti parotite IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0525	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.25.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091251.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	index
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 0,9; Dubbio 0,9 - 1,1;

ANALITA	S-Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0511	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	91.25.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091254	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	index
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo: < 0,9 Dubbio: 0,9 - 1,1 Positivo > 1,1

ANALITA	S-Anticorpi anti Parvovirus B19 IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0528	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.25.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091254.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	index

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 0,9; Dubbio 0,9 - 1,1;
ANALITA	S-Anticorpi anti peptide ciclico citrullinato (Anti-CCP)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0314	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.53.C	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	009053C	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy
NOME CONTENITORE	ANTI-CCP ROSSA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	147	VALORI RIFERIMENTO	Negativo < 20 U.A.; Positivo > 20 U.A.
ANALITA	S-Anticorpi anti pertosse	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0308	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.87.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	12

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	IgG: IU/mL IgM: U.A. IgA: IU/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	IgG <40; IgM <9; IgA <12

ANALITA	S-Anticorpi anti piastrine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0578	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.53.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090533	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	ROSSO ABPLT	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	95	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti recettore TSH	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0422	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090535	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	IU/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0-0,55

ANALITA	S-Anticorpi anti ribonucleoproteine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0624	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.A	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009053A	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti ribosomi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0625	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.B	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009053B	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Rosolia IGG-IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0579	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.26.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0091264.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	IgG: IU/mL IgM: S/CO
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	IgG inf. 5; IgM inf. 1,2

ANALITA	S-Anticorpi anti Saccaromyces Cerevisiae (ASCA) IgA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0539	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.E	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009053E.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti Saccaromyces Cervisiae (ASCA) IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0538	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.E	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	009053E	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti ScL-70	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0632	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.8	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090538	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti Sm	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0627	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.9	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090539	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti SSA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0628	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.54.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090546	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti SSB	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0629	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.54.7	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090547	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	assenti
-----------	-----	--------------------	---------

ANALITA	S-Anticorpi anti tetano	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0536	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	91.10.7	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0091107	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
-------------	---------	-------------------------	----

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	IU/mL
------------------	----------	------------------	-------

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	< 0.1: titolo anticorpale non protettivo; 0,1 - 0.50: titolo
-----------	-----	--------------------	--

ANALITA	S-Anticorpi anti Tireoglobulina	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0575	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.54.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090544	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	IU/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	inf. a 4,1

ANALITA	S-Anticorpi anti Tireoperossidasi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0570	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.51.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090514.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	IU/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	inf. a 6

ANALITA	S-Anticorpi anti Toxoplasma IgG-IgM,eventuale test Avidity	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0580	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.09.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091094.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	IgG: IU/mL IgM: S/CO Avidity: index
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	IgG <1,6 IU/mL; IgM <0,5 S/CO; Avidity: <0.20 bassa avidità; 0.20-

ANALITA	S-Anticorpi anti Transglutaminasi IgA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0568	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.53.D	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	009053D.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy

NOME CONTENITORE	TRANSGLUTAMINA	UNITA' DI MISURA	U/mL
------------------	----------------	------------------	------

ETICHETTA	190	VALORI RIFERIMENTO	Negativo: < 4; Debolmente Positivo: 4 - 10; Positivo: > 10
-----------	-----	--------------------	--

ANALITA	S-Anticorpi anti Transglutaminasi IgG	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0561	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.53.D	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	009053D.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U.A.
------------------	----------	------------------	------

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<20
-----------	-----	--------------------	-----

ANALITA	S-Anticorpi anti transglutaminasi riflessi (IgA- IgG)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---	------------------	--

COD RICHIESTA	L0700	TEMP CONSERVAZIONE	
---------------	-------	--------------------	--

CODICE SSR	90.53.G	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	019053G	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	AP22Speedy
NOME CONTENITORE	TAGAR ROSSA	UNITA' DI MISURA	U/mL
ETICHETTA	120	VALORI RIFERIMENTO	Negativo: < 4; Debolmente Positivo: 4 - 10; Positivo: > 10

ANALITA	S-Anticorpi anti Treponema pallidum IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0411	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.10.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091102	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	S/CO
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Treponema pallidum IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0524	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.10.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091102.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	U.A.
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Varicella Zoster IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0517	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.27.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091271	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	mIU/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<135 assenza di anticorpi; 135-165 dubbia o debole reattività; >165

ANALITA	S-Anticorpi anti Varicella Zoster IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0527	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.27.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091271.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	index
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<0.90 assenza anticorpi; 0.90 - 1.10 dubbia o debole reattività; >1.10

ANALITA	S-Anticorpi anti Virus Coxackie IgG-IgM	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0512	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C

CODICE SSR	91.16.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091162	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Anticorpi anti Virus epatite A (HAV) totali	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0389	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.17.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091171	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	S-Anticorpi anti Virus epatite C	NOTE AL PRELIEVO	In caso di positività eseguito test di conferma
COD RICHIESTA	L0573	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.19.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091195	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	S/CO
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo <1,00; Dubbio 1,00-2,99; Positivo ≥3,00
ANALITA	S-Anticorpi anti Virus epatite delta	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0558	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.20.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091203	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	Ab ANTIDELTA ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	175	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Anticorpi anti Virus Epstein Barr (EBV) IgG	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0298	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.21.1	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0091211	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	EBV ROSSA	UNITA' DI MISURA	S/CO
ETICHETTA	173	VALORI RIFERIMENTO	EBNA: Negativo <0,5; Dubbio 0,5-0,99; Positivo ≥1,00 - VCA:

ANALITA	S-Anticorpi IgG per citomegalovirus test di avidità	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---	------------------	--

COD RICHIESTA	L0713	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.83.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090836.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	Rate
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<0,45 bassa avidità; 0,45-0,55 moderata avidità; >0,55 alta avidità

ANALITA	S-Anticorpi IgG per rosolia controllo stato immunitario	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0714	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.26.E	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	019126E	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect

NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	IU/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	IgG inf. 5 IU/mL

ANALITA	S-Anticorpi IgG per rosolia test di avidità	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0712	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.83.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090836.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	AVIDITY ROSOLIA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	250	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	S-Anticorpi per mononucleosi (Monotest)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0209	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.21.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0091213	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	
NOME CONTENITORE	EBV MONOTEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	242	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Antigene prostatico specifico (PSA)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0585	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.56.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090565	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	PSA-R Gialla	UNITA' DI MISURA	PSA tot. ng/mLPSA free %
ETICHETTA	253	VALORI RIFERIMENTO	PSA tot. < 4.00; PSA free > 12 %

ANALITA	S-Apolipotroteina A	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0093	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.08.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090084	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	g/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Maschi 1,1 - 1,7; Femmine 1,2 - 1,9

ANALITA	S-Apolipotroteina B	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0094	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.08.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090085	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	g/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Maschi: 0,80 - 1,55; Femmine: 0,75 - 1,50

ANALITA	S-Aptoglobina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0140	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.09.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090091	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	50-320

ANALITA	S-AST	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0122	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.09.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090092	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	M 10-35; F 10-30

ANALITA	S-Barbiturici	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0084	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.09.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090093	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	µg/mL

ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terapeutico: 15-40
-----------	---	--------------------	-------------------------------

ANALITA	S-Beta 2 microglobulina	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0593	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.10.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090101.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	BETA2MICROGIALLA	UNITA' DI MISURA	mg/L
------------------	------------------	------------------	------

ETICHETTA	71	VALORI RIFERIMENTO	0,80-2,40
-----------	----	--------------------	-----------

ANALITA	S-Bilirubina diretta	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0059	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.10.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090104	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	Diretta <0.2; Indiretta <1

ANALITA	S-Bilirubina totale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0058	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.10.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090104	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	<1

ANALITA	S-CA 125	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0424	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.55.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090551	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	U/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	0.0-35,0

ANALITA	S-CA 15-3	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0426	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.55.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090552	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	U/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	0.0-30.0

ANALITA	S-CA19/9	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0415	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.55.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090553	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	U/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	0.0-35.0

ANALITA	S-Calcio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0079	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.11.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090114.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	8,8-10,5

ANALITA	S-Calcitonina	NOTE AL PRELIEVO	in ghiaccio
COD RICHIESTA	L0582	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.11.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090115	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	CALCITONINA GIALLA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	171	VALORI RIFERIMENTO	M <9,52; F <6,4

ANALITA	S-Capacità ferro-legante (TIBC)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0142	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.42.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090424.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	CAP. LEGANTE	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	99	VALORI RIFERIMENTO	Indice di saturazione 10 - 30

ANALITA	S-Carbamazepina (Tegretol)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0097	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.12.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090123	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	µg/mL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terapeutico 4-12

ANALITA	S-Catene leggere libere Kappa-Lambda	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0518	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.12.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090126.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	mg/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Kappa 3,3-19,4; Lambda 5,71-26,3; rapporto K/L 0,26-1,65

ANALITA	S-CEA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0380	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.56.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090563	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	0-10

ANALITA	S-Ceruloplasmina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0564	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.12.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090125	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	g/L

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0,2-0,6
ANALITA	S-CK (Creatin chinasi)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0128	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.15.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090154	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	< 190
ANALITA	S-Cloro	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0076	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.13.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090133.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mmol/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	98-110

ANALITA	S-Colesterolo HDL	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0050	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.14.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090141	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	Fattori di rischio: Positivo <35;

ANALITA	S-Colesterolo LDL	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0051	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.13.C	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	009013C	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	<130

ANALITA	S-Colesterolo totale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0046	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.14.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090143	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	<200

ANALITA	S-Colinesterasi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0121	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.14.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090144	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	3000-11400

ANALITA	S-Complemento C3	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0069	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.60.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090602.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	M: 82-185; F: 83-193

ANALITA	S-Complemento C4	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0070	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.60.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090602.04	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	15-57

ANALITA	S-Cortisolo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0366	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.15.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090153.06	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	µg/dL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	6,7-22,6

ANALITA	S-Cortisolo pomeridiano	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0393	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.15.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090153.05	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	µg/dL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	<10

ANALITA	S-Cortisolo serale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0493	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.15.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090153.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	Decremento rispetto ai valori degli orari precedenti

ANALITA	S-Creatinina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0063	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.16.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090163.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	M: 0,7-1,3; F: 0,6-1,1

ANALITA	S-Crioglobuline	NOTE AL PRELIEVO	Prelevare 4 provette rosse e consegnare subito in laboratorio -
COD RICHIESTA	L0072	TEMP CONSERVAZIONE	+ 37°C
CODICE SSR	90.61.1	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090611	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	CRIOGLOB.	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	325	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
-----------	-----	--------------------	----------

ANALITA	S-Curva insulinemica	NOTE AL PRELIEVO	Carico di 75 g di Glucosio, prelievi a t 0, 60, 120
---------	----------------------	------------------	---

COD RICHIESTA	L0594	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.28.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090285	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	CURV INS GIALLA	UNITA' DI MISURA	μUI/mL
------------------	-----------------	------------------	--------

ETICHETTA	115	VALORI RIFERIMENTO	
-----------	-----	--------------------	--

ANALITA	S-Deidroepiandrosterone solfato (DHEA-S)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0556	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.17.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0090172	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Femmine < 12 anni: 100 – 800;

ANALITA	S-Delta-4 Androstenedione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0555	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.17.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090173	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Maschi: 0,4 - 2,6; Femmine: 0,4 - 4,1

ANALITA	S-Digossina	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0381	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.21.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090211.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	0,8-2,0

ANALITA	S-Dintoina (Fenintoina)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0109	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.22.1	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090221	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	µg/mL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	10,0 - 20,0

ANALITA	S-Elettroforesi proteine + proteine totali	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0054	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.38.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090384.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Capillarys
NOME CONTENITORE	EL.SIERO ROSSO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	27	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	S-Eritropoietina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0587	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.18.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0090185	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	mU/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	3,0 - 24,0

ANALITA	S-Estradiolo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0379	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.19.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090192.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS
NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	M: 0-62; F: Fase Follicolare 18 - 147; Picco Ovulatorio 93 - 575;

ANALITA	S-Fattore reumatoide	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0291	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.64.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090642	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	IU/mL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	< 20

ANALITA	S-Ferritina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0382	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.22.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090223.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	F: 11-307; M: 24-336

ANALITA	S-Ferro	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0060	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.22.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090225	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	µg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	F 60-120; M 70-140

ANALITA	S-Folati	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0359	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.23.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090232	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	3,5-20,0

ANALITA	S-Fosfatasi alcalina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0125	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.23.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090235.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L

ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	37-145
ANALITA	S-Fosforo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0080	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.24.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090245	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	2,5-4,6
ANALITA	S-Fruuttosammine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0108	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.25.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090251	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	μmol/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	205-285

ANALITA	S-FSH (Ormone follicolostimolante)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0374	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.23.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090233.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	UI/L
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Femmina: Fase Follicolare 3.0-14.0; Picco Ovulatorio 6.0-21.0; Fase

ANALITA	S-FT3 (triiodotironina libera)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0414	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.43.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090433	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	1,88-3,18

ANALITA	S-FT4 (tiroxina libera)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0413	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.42.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090423	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect

NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/dL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	0,70-1,48

ANALITA	S-FTA - ABS	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0305	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.10.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091103	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	negativo

ANALITA	Sg-Agglutinine a freddo	NOTE AL PRELIEVO	Conservare il prelievo a 37°C
COD RICHIESTA	L0200	TEMP CONSERVAZIONE	+ 37°C
CODICE SSR	90.46.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta

CODICE SISS	0090463	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Sangue/siero	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa e Provetta viola	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	AGGL.FREDDO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	326	VALORI RIFERIMENTO	Assenti

ANALITA	S-Gamma GT	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0124	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.25.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090255.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	< 50

ANALITA	S-Gastrina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0402	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.26.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090261	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	13-115

ANALITA	Sg-Bicarbonati	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0075	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.10.2	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090102	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Siringa eparinata	ANALIZZATORE	GEM 3000
NOME CONTENITORE	EGA-CO H b-HCO3	UNITA' DI MISURA	mmol/L
ETICHETTA	199	VALORI RIFERIMENTO	Arterioso: 21 - 28; Venoso : 22 - 29

ANALITA	Sg-Calcio ionizzato	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0064	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.11.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090116	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	GEM 3000
NOME CONTENITORE	CIONIZ VERDE	UNITA' DI MISURA	mmol/L
ETICHETTA	144	VALORI RIFERIMENTO	Arterioso: 1.15 - 1.27; Venoso: 1.16 - 1.32

ANALITA	Sg-Carbossiemoglobina	NOTE AL PRELIEVO	Prelievo con siringa eparinata - Sangue venoso o arterioso
COD RICHIESTA	L0062	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.58.4	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090584	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Urgenze
TIPO CONTENITORE	Siringa eparinata	ANALIZZATORE	GEM 3000
NOME CONTENITORE	EGA-CO hb-HCO3	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	199	VALORI RIFERIMENTO	COHB 0,5-1,5 non fumatori; Hb < 5

ANALITA	Sg-Citomegalovirus DNA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0534	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.15.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	9
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biologia molecolare
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	CMVDNA	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	216	VALORI RIFERIMENTO	
ANALITA	Sg-Emoblobina A2	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0187	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.66.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090663	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HPLC Hb VIOLA	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	103	VALORI RIFERIMENTO	2 - 3.2

ANALITA	Sg-Emogasanalisi	NOTE AL PRELIEVO	Prelievo arterioso con siringa eparinata. Consegnare subito in
COD RICHIESTA	L0074	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	89.65.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0189651	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1

TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Urgenze
TIPO CONTENITORE	Siringa eparinata	ANALIZZATORE	GEM 3000
NOME CONTENITORE	EGA-CO hb-HCO3	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	199	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Sg-Emoglobina fetale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0181	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.66.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090664	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HPLC Hb VIOLA	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	103	VALORI RIFERIMENTO	Adulto: 0 -1

ANALITA	Sg-Emoglobina glicosilata (HbA1c)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-----------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0045	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.28.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090281	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	HBGLIC VERDE	UNITA' DI MISURA	%mmol/mol
ETICHETTA	2	VALORI RIFERIMENTO	4,8 -6,0 %; 20-42 mmol/mol

ANALITA	Sg-Emoglobine anomale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0173	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.66.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090665	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service

NOME CONTENITORE	HPLC Hb VIOLA	UNITA' DI MISURA	
------------------	---------------	------------------	--

ETICHETTA	103	VALORI RIFERIMENTO	Assenti
-----------	-----	--------------------	---------

ANALITA	Sg-Es. Emocromocitometrico	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0162	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.62.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090622.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
-------------	------------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Ematologia
------------------	--------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	LH 780
------------------	----------------	--------------	--------

NOME CONTENITORE	EMOCROMO VIOLA	UNITA' DI MISURA	
------------------	----------------	------------------	--

ETICHETTA	5	VALORI RIFERIMENTO	
-----------	---	--------------------	--

ANALITA	Sg-Fenotipo Rh	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0206	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.64.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090644	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana
NOME CONTENITORE	GRUPPO VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	20	VALORI RIFERIMENTO	non applicabili

ANALITA	Sg-G6PDH eritrocitaria	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0177	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.27.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090272	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	G6PDH VIOLA	UNITA' DI MISURA	U/g Hb
ETICHETTA	19	VALORI RIFERIMENTO	8,0-14,0

ANALITA	Sg-Gruppo ABO-Rh	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0201	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.65.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090653	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana
NOME CONTENITORE	GRUPPO VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	20	VALORI RIFERIMENTO	Non applicabili

ANALITA	Sg-HIV RNA quantitativo	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0476	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.22.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091223	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Plasma	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HIV1QN VIOLA	UNITA' DI MISURA	copie/mL
ETICHETTA	254	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Sg-Lattati	NOTE AL PRELIEVO	Prelievo con siringa eparinata - Sangue venoso o arterioso
COD RICHIESTA	L0047	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.02.5	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090025	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Urgenze
TIPO CONTENITORE	Siringa eparinata	ANALIZZATORE	GEM 3000
NOME CONTENITORE	EGA-CO hb-HCO3	UNITA' DI MISURA	mmol/L
ETICHETTA	199	VALORI RIFERIMENTO	Arterioso: <1.3; Venoso: 0.9 - 1.7

ANALITA	S-Glucosio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0043	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.27.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090271.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	70-110

ANALITA	Sg-Metaemoglobina	NOTE AL PRELIEVO	Prelievo con siringa eparinata - Sangue venoso o arterioso
COD RICHIESTA	L0098	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.71.1	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090711	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Urgenze
TIPO CONTENITORE	Siringa eparinata	ANALIZZATORE	GEM 3000
NOME CONTENITORE	EGA-CO hb-HCO3	UNITA' DI MISURA	%

ETICHETTA	199	VALORI RIFERIMENTO	0,0 - 1,5
ANALITA	Sg-Parassita malarico	NOTE AL PRELIEVO	Osservazione microscopica e test immunocromatografico
COD RICHIESTA	L0180	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.05.591.05.6	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	00910550091056	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Ematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	URG RIC.MALARIA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	193	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	Sg-Resistenza globulare osmotica	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0171	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.74.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090743	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3

TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta verde	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RES.GLOB.VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	322	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Sg-Reticolociti	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0169	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.74.5	FREQ ESECUZIONE	Giorni alterni
CODICE SISS	0090745	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Ematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	LH 780
NOME CONTENITORE	EMOCROMO VIOLA	UNITA' DI MISURA	N ‰ Eritrociti
ETICHETTA	5	VALORI RIFERIMENTO	fino a 16

ANALITA	Sg-Sottopopolazioni linfocitarie	NOTE AL PRELIEVO	Eeguire il prelievo il lunedì-mercoledì-venerdì
---------	----------------------------------	------------------	---

COD RICHIESTA	L0560	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.81.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090815	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	TIP.LINF.+EMOCROMO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	201	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Sg-Test di Coombs diretto	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0202	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.58.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090582	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Grifolds Wadiana

NOME CONTENITORE	COOMBS VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	324	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Sg-Test rilascio Interferone con antigeni spec. (IGRA,QUANTIFERON)	NOTE AL PRELIEVO	Eeguire il prelievo il lunedì-mercoledì-venerdì Prestare attenzione al livello
COD RICHIESTA	L0711	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.77.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090773.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provette da richiedere	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	QUANTIFERON	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	908	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	Sg-Tipiz.genomica HLA A	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0102	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.78.2	FREQ ESECUZIONE	A richiesta

CODICE SISS	0090782	TEMPO RISPOSTA (giorni)	18
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	194	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipiz.genomica HLA B	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0103	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.78.4	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090784	TEMPO RISPOSTA (giorni)	18
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	194	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipizz. HLA B27	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0596	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.57.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090573.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HLA B27	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	202	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipizz.genomica HLA DRB1 bassa risol.	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0638	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.81.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090811	TEMPO RISPOSTA (giorni)	18
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia

TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	194	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipizzazione genomica HLA-C	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0637	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.79.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090791	TEMPO RISPOSTA (giorni)	18
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	194	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipizzazione genomica HLA-DQA1 alta risoluzione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0601	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.80.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090802	TEMPO RISPOSTA (giorni)	14
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HSR HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	200	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipizzazione genomica HLA-DQB1 alta risoluzione	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0600	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.80.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090804	TEMPO RISPOSTA (giorni)	14
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HSR HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	200	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile
ANALITA	Sg-Tipizzazione genomica HLA-DQB1 bassa risol.	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0646	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.80.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090803	TEMPO RISPOSTA (giorni)	20
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	194	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-Tipizzazione genomica HLA-DRB(1-3-4-5) alta ris.	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0602	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.81.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090812	TEMPO RISPOSTA (giorni)	14

TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Immunoematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta viola	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HSR HLA VIOLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	200	VALORI RIFERIMENTO	non applicabile

ANALITA	Sg-VES	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0041	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.82.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090825	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Sangue	SETTORE	Ematologia
TIPO CONTENITORE	Provetta nera	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	VES NERO	UNITA' DI MISURA	mm/h
ETICHETTA	11	VALORI RIFERIMENTO	fino a 50 anni: < 15; oltre 50 anni: < 30

ANALITA	Sg-Virus papilloma umano (HPV - 16 tipi)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0647	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	91.24.9	FREQ ESECUZIONE	
CODICE SISS	0091249	TEMPO RISPOSTA (giorni)	15
TIPO DI CAMPIONE	Ess. Cervicale	SETTORE	Biologia molecolare
TIPO CONTENITORE	Tampone cervicale specifico	ANALIZZATORE	Abbott m24sp
NOME CONTENITORE	HPV DNA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	182	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-HBeAg	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0371	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.18.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091184	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS

NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-HBsAg	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0369	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.18.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091185	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-IgE specifiche allergologiche da 13 a 24 allergeni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0701	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.68.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale

CODICE SISS	0090681	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAST ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	186	VALORI RIFERIMENTO	vedi elenco allergeni specifici

ANALITA	S-IgE specifiche allergologiche da 25 a 36 allergeni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0702	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.68.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090681	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAST ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	186	VALORI RIFERIMENTO	vedi elenco allergeni specifici

ANALITA	S-IgE specifiche allergologiche da 37 a 48 allergeni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0703	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.68.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090681	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAST ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	186	VALORI RIFERIMENTO	vedi elenco allergeni specifici

ANALITA	S-IgE specifiche allergologiche da 49 a 60 allergeni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0704	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.68.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090681	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAST ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	186	VALORI RIFERIMENTO	vedi elenco allergeni specifici

ANALITA	S-IgE specifiche allergologiche da 61 a 72 allergeni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0705	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	90.68.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090681	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAST ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	186	VALORI RIFERIMENTO	vedi elenco allergeni specifici

ANALITA	S-IgE specifiche allergologiche fino a 12 allergeni	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0399	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C

CODICE SSR	90.68.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090681	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAST ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	186	VALORI RIFERIMENTO	vedi elenco allergeni specifici

ANALITA	S-IgE totali	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0384	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.68.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090683	TEMPO RISPOSTA (giorni)	7
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	IU/mL

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0-1 aa: 0-13; 1-9 aa: 1-60; >9 aa: 1-100
-----------	-----	--------------------	--

ANALITA	S-IGF1 Somatostatina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0533	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.40.6	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090406	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	µg/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	15-200

ANALITA	S-Immuno elettroforesi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0036	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.69.2	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0090692	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Capillarys
NOME CONTENITORE	IMMUNOEL.ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	110	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Immunoglobuline A	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0113	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.69.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090694.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	0-2 anni 10-178; 2-8 anni 27-200;

ANALITA	S-Immunoglobuline G	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0114	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.69.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090694.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	694 - 1617

ANALITA	S-Immunoglobuline M	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0066	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.69.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090694.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	0-1 anno: 40-150; > 1 anno: 60-263

ANALITA	S-Insulina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0589	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.29.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090291.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	μU/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	1,9-23,0

ANALITA	S-Insulina a digiuno	NOTE AL PRELIEVO	Indicare tipo di prelievo (pre - post) sull'etichetta
COD RICHIESTA	L0566	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.29.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090291.17	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	μU/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	1,9-23,0

ANALITA	S-Insulina postprandiale	NOTE AL PRELIEVO	Indicare tipo di prelievo (pre - post) sull'etichetta
COD RICHIESTA	L0706	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.29.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090291.19	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	μU/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	S-Insulina preprandiale	NOTE AL PRELIEVO	Indicare tipo di prelievo (pre - post) sull'etichetta
COD RICHIESTA	L0591	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.29.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090291.18	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	μU/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	1,9-23,0

ANALITA	S-Isoenzimi fosfatasi alcalina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0112	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.24.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090241	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U/L%
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Attività totale 80-300 U/L; Fraz. Epatica 15-72 %; Fraz. Ossea 20-75

ANALITA	S-LDH	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0127	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.29.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090292	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	100-190

ANALITA	S-LH (ormone luteotropo)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0375	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR	90.32.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090323.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	IU/L
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Femmina: Fase Follicolare 1.1 - 11.6; Picco Ovulat. 17.0 - 77.0;

ANALITA	S-Lipasi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0135	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.30.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090302	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U/L

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0 - 60
-----------	-----	--------------------	--------

ANALITA	S-Lipoproteina (a)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0598	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.30.3	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0090303	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	g/L
------------------	----------	------------------	-----

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<0,30
-----------	-----	--------------------	-------

ANALITA	S-Litio	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0083	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
---------------	-------	--------------------	-----------

CODICE SSR	90.32.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090322	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	mmol/L
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	<1,0

ANALITA	S-Magnesio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0082	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.32.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090325.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	1,8-2,5

ANALITA	S-NSE	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0403	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.18.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090184	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	µg/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<16,3

ANALITA	S-NT-proBNP (proPeptide Natriuretico tipo B N-terminale)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0633	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	90.36.8	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090368	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS

NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	pg/mL
------------------	-------------	------------------	-------

ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	<300 in dispnea acuta: bassa probabilità di scompenso cardiaco
-----------	-----	--------------------	--

ANALITA	S-Ormone Somatotropo (GH)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	---------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0584	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.35.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0090351.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
-------------	------------	-------------------------	----

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
------------------	-------	---------	------------

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
------------------	-----------------	--------------	---------

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
------------------	----------	------------------	-------

ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0 - 5
-----------	-----	--------------------	-------

ANALITA	S-Osteocalcina	NOTE AL PRELIEVO	
---------	----------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0586	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.35.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
------------	---------	-----------------	----------------

CODICE SISS	0090354	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	OSTEOCAL.GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	176	VALORI RIFERIMENTO	Femmine 20 – 50 a: 11 - 43;

ANALITA	S-Paratormone (PTH)	NOTE AL PRELIEVO	Consegnare subito dopo il prelievo
COD RICHIESTA	L0388	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.35.5	FREQ ESECUZIONE	Giorni alterni
CODICE SISS	0090355	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	12,0 - 88,0

ANALITA	S-Paul Bunnel test	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0293	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.21.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091214	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	P.BUNNEL ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	77	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Peptide C	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0588	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.11.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090111	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Immulite
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	0,78-5,19

ANALITA	S-Peptide C post-prandiale	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0606	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.11.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090111.18	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Immulite
NOME CONTENITORE	PEP C POST P.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	229	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	S-PHI	NOTE AL PRELIEVO	Prestazione in solvenza
COD RICHIESTA	L0850	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C

CODICE SSR		FREQ ESECUZIONE	Bisettimanale
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa vetro	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	PHI/ROSSA	UNITA' DI MISURA	%
ETICHETTA	14	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 38

ANALITA	S-Potassio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0078	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.37.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090374.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mmol/L

ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	3,50-5,10
ANALITA	S-Progesterone	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0367	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.38.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090381	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS
NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	M: 0,25-0,56; F: Fase follicolare 0.25 - 0.54; Fase luteinica 1.5 - 20;
ANALITA	S-Prolattina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0376	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.38.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090382	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	M: 3,5 - 19,4; F: 5,2 - 26,5

ANALITA	S-Proteina C reattiva (PCR)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0299	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.72.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090723	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	< 0,80

ANALITA	S-Proteine totali	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0053	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.38.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090385.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	g/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	6,0 - 8,2

ANALITA	S-Salicilati	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0081	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.20.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090204.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	8
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service

NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	µg/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terap. 28-304; Valori tossici > 400; Tossicità acuta > 690

ANALITA	S-Sierodiagnosi di Weil-Felix	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0475	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.07.1	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091071	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	titolo
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	<1:100 negativo; >1:100 positivo

ANALITA	S-Sodio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0077	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.40.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090404.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mmol/L
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	135-145

ANALITA	S-Teofillina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0106	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.41.2	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090412	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	µg/mL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terapeutico 10 - 20

ANALITA	S-Testosterone	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0400	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.41.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090413.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	6
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	VIDAS
NOME CONTENITORE	ESAMI VIDAS	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	263	VALORI RIFERIMENTO	Femmine: 0-50 anni: 0,08-0,48>50 anni: 0,03-0,41Maschi:0-7 anni:

ANALITA	S-Testosterone libero	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0398	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.41.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090414	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	Maschi: 8,69-25,0; Femmine: Da 0 a 14 anni: 0,29 - 3,18; Fase

ANALITA	S-Tireoglobulina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0583	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.41.5	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090415	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	0,2 -55,0

ANALITA	S-Tireotropina (TSH)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0386	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.42.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090421	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	μUI/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	0.35-4,94

ANALITA	S-Tireotropina riflessa (TSH-R) con eventuale test FT4	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0433	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.41.8	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0190418	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	μUI/mL

ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	0.35-4,94
-----------	-----	--------------------	-----------

ANALITA	S-Titolazione Ab immuni	NOTE AL PRELIEVO	
---------	-------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0204	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	90.48.4	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0090484	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Immunoematologia
------------------	-------	---------	------------------

TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Met manuale
------------------	----------------	--------------	-------------

NOME CONTENITORE	Ab AB0 ROSSA	UNITA' DI MISURA	titolo
------------------	--------------	------------------	--------

ETICHETTA	327	VALORI RIFERIMENTO	
-----------	-----	--------------------	--

ANALITA	S-Titolo antistreptolisinico (ASO-TAS)	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--	------------------	--

COD RICHIESTA	L0286	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
---------------	-------	--------------------	-------

CODICE SSR	91.08.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
------------	---------	-----------------	-------------

CODICE SISS	0091085	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
-------------	---------	-------------------------	---

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	IU/mL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	Fino a 250

ANALITA	S-TPA	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0416	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.56.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090564	TEMPO RISPOSTA (giorni)	12
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	HRS/OCRA	UNITA' DI MISURA	U/L
ETICHETTA	207	VALORI RIFERIMENTO	< 75 U/L

ANALITA	S-TPHA	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0285	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.10.5	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0091105.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Transferrina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0061	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.42.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090425	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	M: 174-364; F: 180-382

ANALITA	Streptococcus pyogenes T. faringeo con antibiogramma	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0322	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.09.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091092	TEMPO RISPOSTA (giorni)	4
TIPO DI CAMPIONE	Ess.faringeo	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	T.con terreno di trasporto	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	T. FARINGEO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	54	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Trigliceridi	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0049	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.43.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090432	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	<172

ANALITA	S-Urea	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0042	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.44.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090441.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	AEROSSET GIALLO	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	1	VALORI RIFERIMENTO	20-50

ANALITA	S-Vancomicina	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0133	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.08.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090083.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	TDM-ROSSA	UNITA' DI MISURA	µg/mL
ETICHETTA	6	VALORI RIFERIMENTO	Intervallo terapeutico: livello valle 5-10; picco 20-40; tossicità > 40

ANALITA	S-VDRL	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0278	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.11.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091111.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia

TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	S-Vitamina B12	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0358	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.13.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090135	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	ACC2ORM GIALLA	UNITA' DI MISURA	pg/mL
ETICHETTA	0	VALORI RIFERIMENTO	180-914

ANALITA	S-Vitamina D	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0361	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.44.5	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090445	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta gialla	ANALIZZATORE	Architect
NOME CONTENITORE	ARCHITECT GIALLA	UNITA' DI MISURA	ng/mL
ETICHETTA	331	VALORI RIFERIMENTO	> 30

ANALITA	S-Waaler Rose	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0292	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.74.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090742	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE		UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	74	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	S-Widal Wright	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0281	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.08.1	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091081	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Provetta rossa	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	W.FELIX-W.W. ROSSA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	73	VALORI RIFERIMENTO	Negativo
ANALITA	S-Zinco	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0105	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	90.45.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090454.01	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10

TIPO DI CAMPIONE	Siero	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Provetta Blu metalli pesanti	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	RAME-ZINC/BLU	UNITA' DI MISURA	µg/dL
ETICHETTA	105	VALORI RIFERIMENTO	70-150

ANALITA	Trichomonas ricerca liquidi biologici	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0348	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.11.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091112	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Provetta brodo Trichomonas	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	TRICHOMONAS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	212	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Trichomonas ricerca su secreto	NOTE AL PRELIEVO	
---------	--------------------------------	------------------	--

COD RICHIESTA	L0349	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.11.2	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0091112	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Provetta brodo Trichomonas	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	TRICHOMONAS	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	212	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	U-Albumina basse conc. (Microalbuminuria)	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0048	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.33.4	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090334.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Beckman

NOME CONTENITORE	MIALB URINE	UNITA' DI MISURA	mg/L
ETICHETTA	3	VALORI RIFERIMENTO	Fino 20.0

ANALITA	U-Amfetamina ric. Qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
COD RICHIESTA	L0017	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.18.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090183.09	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per amfetamine: limite di rilevabilita' 300 ng/mL

ANALITA	U-Antigene Pneumococco	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0499	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	91.08.6	FREQ ESECUZIONE	A richiesta

CODICE SISS	0091086	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	PNEUMOC.AG.UR.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	163	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	U-Benzodiazepine ric. qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
COD RICHIESTA	L0548	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.09.4	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090094.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per benzodiazepine: limite di rilevabilita' 300 ng/mL

ANALITA	U-Calcoli	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0029	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.12.2	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0090122	TEMPO RISPOSTA (giorni)	10
TIPO DI CAMPIONE	Calcoli urinari	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	CALCOLI UR.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	104	VALORI RIFERIMENTO	

ANALITA	U-Cannabinoidi ric. Qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
COD RICHIESTA	L0014	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.18.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090183.07	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica

TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per cannabinoidi: limite di rilevabilita' 50 ng/mL

ANALITA	U-Cocaina ric. Qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
COD RICHIESTA	L0003	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.18.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090183.06	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per cocaina: limite di rilevabilita' 300 ng/mL (calibratore

ANALITA	U-Creatinina	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0015	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.

CODICE SSR	90.16.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090163.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	URINE 24h	UNITA' DI MISURA	mg/dL
ETICHETTA	85	VALORI RIFERIMENTO	0,6 - 1,8

ANALITA	U-Esame chimico-fisico urine	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0004	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.44.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS	0090443	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Uriscan S
NOME CONTENITORE	URINE	UNITA' DI MISURA	

ETICHETTA	10	VALORI RIFERIMENTO	
ANALITA	U-Glucosio	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0037	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.27.1	FREQ ESECUZIONE	
CODICE SISS	0090271.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	2
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore urine	ANALIZZATORE	Beckman
NOME CONTENITORE	GLICOSURIA 2	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	31	VALORI RIFERIMENTO	Assente

ANALITA	U-Legionella antigene	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0502	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.95.6	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090956	TEMPO RISPOSTA (giorni)	5

TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	LEGIONELLA AG.	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	164	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	U-Metadone ric. Qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
COD RICHIESTA	L0019	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.18.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090183.11	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per metadone: limite di rilevabilita' 300 ng/mL

ANALITA	U-Metamfetamine ric. Qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
---------	----------------------------------	------------------	----------------------

COD RICHIESTA	L0056	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.18.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090183.12	TEMPO RISPOSTA (giorni)	
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per metamfetamine: limite di rilevabilita' 1000 ng/mL

ANALITA	U-Oppiacei ric. Qualitativa	NOTE AL PRELIEVO	Per utilizzo clinico
COD RICHIESTA	L0002	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.18.3	FREQ ESECUZIONE	A richiesta
CODICE SISS	0090183.03	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale

NOME CONTENITORE	DRUG TEST	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	92	VALORI RIFERIMENTO	Test di screening per oppiacei: limite di rilevabilita' 300 ng/mL (calibratore)

ANALITA	U-Ricerca Micobatteri	NOTE AL PRELIEVO	Urine 24 ore
COD RICHIESTA	L0333	TEMP CONSERVAZIONE	+ 4°C
CODICE SSR	91.02.4	FREQ ESECUZIONE	Trisettimanale
CODICE SISS	0091024.02	TEMPO RISPOSTA (giorni)	60
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Microbiologia
TIPO CONTENITORE	Contenitore sterile	ANALIZZATORE	Service
NOME CONTENITORE	MICOBAT.RIC.MICR.URINE	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	235	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	U-Test di Gravidanza	NOTE AL PRELIEVO	Raccogliere preferibilmente la prima urina del mattino
COD RICHIESTA	L0001	TEMP CONSERVAZIONE	temp.amb.
CODICE SSR	90.27.3	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera

CODICE SISS	0090273	TEMPO RISPOSTA (giorni)	1
TIPO DI CAMPIONE	Urine	SETTORE	Biochimica
TIPO CONTENITORE	Contenitore Urine	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	GRAVINDEX	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	151	VALORI RIFERIMENTO	Non applicabili

ANALITA	Virus respiratorio sinciziale	NOTE AL PRELIEVO	Aspirato rino-faringeo su paziente pediatrico
COD RICHIESTA	L0571	TEMP CONSERVAZIONE	- 20°C
CODICE SSR	91.25.5	FREQ ESECUZIONE	Settimanale
CODICE SISS	0091255	TEMPO RISPOSTA (giorni)	3
TIPO DI CAMPIONE	Aspirato naso-faringeo	SETTORE	Sierologia
TIPO CONTENITORE	Tampone e terreno trasporto apposito	ANALIZZATORE	Met manuale
NOME CONTENITORE	VIRUS SINCIZIALE RESPIRATORIO	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	466	VALORI RIFERIMENTO	Negativo

ANALITA	Visita sorvegli. terapia anticoag.	NOTE AL PRELIEVO	
COD RICHIESTA	L0900	TEMP CONSERVAZIONE	
CODICE SSR	89.01	FREQ ESECUZIONE	Giornaliera
CODICE SISS		TEMPO RISPOSTA (giorni)	0
TIPO DI CAMPIONE		SETTORE	Coagulazione
TIPO CONTENITORE	Provetta azzurra	ANALIZZATORE	
NOME CONTENITORE	AZZURRA	UNITA' DI MISURA	
ETICHETTA	32	VALORI RIFERIMENTO	Non applicabili