

Bite Wash[®]
cleaning orthodontics

bitewash.com



VIOXTEN
Human Health



IL MIGLIORE PER LA PULIZIA DEI DISPOSITIVI ORTODONTICI

BiteWash è un igienizzante con azione disgregante che elimina la flora batterica e lo sporco in superficie, specifico per **bite, dispositivi ortodontici, allineatori, paradenti, educatori Miofunzionali (kids)**.



Elimina la flora batterica e lo sporco in superficie, specifico per bite, dispositivi ortodontici, allineatori. L'azione di BiteWash previene la formazione di biofilm e macchie. Il costante utilizzo riduce la formazione di odori sgradevoli, favorendo un ottimo comfort.

Il suo formato in granuli si attiva in acqua all'interno del flacone spray, questo consente un utilizzo frequente e pratico in ogni situazione.

COMPOSIZIONE CHIMICA

È una miscela stabile e bilanciata di composti perossidici. Contiene potassium hydrogensulphate, acidi organici ed un sistema di attivazione inorganico.

SICUREZZA




Possiede un eccezionale profilo di sicurezza. La soluzione non è tossica né sensibilizzante, non produce vapori tossici ed è completamente biodegradabile nel tempo, nel rispetto dell'ambiente.

FACILE DA PREPARARE




BiteWash è un prodotto concentrato in granuli da disciogliere in normale acqua di rete, ottenendo in 10 minuti una soluzione pronta all'uso.

EFFICACIA TESTATA

Immagini SEM a diversi ingrandimenti per apprezzare la presenza di depositi a livello microscopico nel gruppo sperimentale.



Immagini SEM a diversi ingrandimenti per apprezzare la scomparsa di depositi presenti a livello microscopico nel gruppo sperimentale.



Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Scuola di Igiene
Dentale, Università degli Studi dell'Insubria,
Como-Varese, Italia

Scarica il test di efficacia



ALIGNER

Elimina la placca batterica. Lo mantiene sempre trasparente e senza macchie.

PARADENTI SPORTIVI

Il rischio di contaminazione batterica sulla superfici di questi dispositivi, è molto elevata, la formazione di Escherichia Coli è molto diffusa.

EDUCATORI MIOFUNZIONALI KIDS

Inodore, pratico, sicuro in versione spray.

PROTUSORI MANDIBOLARI

Per maggiori informazioni vai sul sito **bitewash.com**



PERCHÉ BITEWASH

- Previene la formazione di placca e flora batterica.
- Evita la formazione di cattivi odori e macchie sul dispositivo.
- Non è abrasivo e rispetta la superficie del dispositivo.
- Mantiene l'allineatore sempre invisibile e trasparente.
- Non richiede l'uso dello spazzolino.





Riempire il
flacone di acqua
di rete



Inserire il contenuto
della bustina



Attendere
10 minuti per
l'attivazione



Nebulizzare sul
dispositivo



Lasciare agire
per 10 minuti



Risciacquare

L'uso di BiteWash **non altera le caratteristiche chimiche** e fisiche dei materiali, **ne rispetta le superfici** e mantiene nel tempo l'efficienza e l'estetica.

VIOXTEN
Human Health

Contatto diretto: +39 02 82397418, info@vioxten.com